＊＊2022年 3月作成(第3版)　　医療機器届出番号：27B1X00040000209
＊2015年 3月作成(第2版)(新記載要領に基づく改訂)

機械器具25　医療用鏡
一般医療機器　　自然開口向け内視鏡用くもり止め　　コード 70176000

クリアッシュ

JNSF0012

【形状・構造及び原理等】

［形状］
スプレー式ボトル



［容量］
50ml

［作動・動作原理］
内視鏡のレンズ面上に界面活性剤の膜を形成し、水滴の形成を抑制し結露、くもりを防止する。

【使用目的又は効果】

自然開口部より挿入される内視鏡のレンズ面上に塗布して使用する。内視鏡と体内温度差により発生する結露を防止するための液体または固体をいう。

【使用方法等】

1.使用前の準備
1)本品のポンプとキャップがしっかりと閉まっていることを確認し、容器を軽く振って内容液を撹拌する。
2.使用中
＊1)清浄なガーゼや綿棒に対して本品を1～2回噴霧して内容液を吹き付け、そのガーゼ等で内容液をレンズ面に塗布する。もしくは、あらかじめ洗浄済みの内視鏡のレンズ面に対して本品を1～2回噴霧して内容物を吹き付ける。この時、ノズルを内視鏡等に接触させないこと。
＊＊2)手技中、必要に応じて、レンズ面に本品を塗布する。
3.使用後
1)しっかりとキャップを閉め、室温で保管する。

【使用上の注意】

［重要な基本的注意］
・使用前に本品の容器を振って内容液を撹拌してから使用すること。［沈殿物がある場合、本品の性能が十分に発揮できない場合がある。なお、沈殿物があっても本品の品質に問題はない。］
＊・内視鏡取扱説明書の指示する方法で、あらかじめ内視鏡のレンズ面上の汚れや水分等を除去しておくこと。［本品の性能が十分に発揮できない場合がある。］

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］
凍結しないこと。

［有効期間］
包装の使用期限欄を参照（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者
株式会社ジェイエスエス
大阪市中央区道修町1-6-7　TEL:06-6222-3751

■販売業者
富士フイルムメディカル株式会社
東京都港区西麻布2-26-30　TEL:03-6419-8045

株式会社ジェイ エス エス