**2026 年 10 月改訂（第 9 版）
*2024 年 1 月改訂（第 8 版）
届出番号：17B2X10001000722

機械器具（66）歯科用練成器
一般医療機器　歯科用練成器具　JMDN コード：70682000

再使用禁止

ＮＥＷミキシングチップ

【禁忌･禁止】
再使用禁止

****【形状、構造及び原理等】**

1. 外観

形状	カラー	タイプ
	イエロー	細
	ピンク	中
	グリーン	太
	ブルー	細細
	パープル	コアミックス チップロング
	－	コアミックス チップショート
	－	レジンセメント チップショート
	－	レジンセメント チップロング
	イエロー	細 セーブタイプ
	グリーン	太 セーブタイプ

2. 原材料
外側：エチレンプロピレンゴム
内側スクリュー：ポリアセタール樹脂(コアミックスチップロング、コアミックスチップ)、エチレンプロピレンゴム(その他)、着色材

3. 包装
50 個　／　袋

【使用目的又は効果】

本品は歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和するために用いる。

【使用方法等】

[使用方法]
1. ディスペンサーガン（別売）にカートリッジ（別売）を取り付ける。
2. カートリッジのキャップ（又は使用済みミキシングチップ）を取り外し、2 種のペーストが均等に吐出されることを、試し出しをして確認する。
3. カートリッジ先端に本品を装着する。（カートリッジとミキシングチップの装着は、使用するカートリッジのミキシングチップ装着方法に準じる。）
4. ディスペンサーのレバーを握りペーストを押し出すと、練和物が本品先端より吐出される。

[使用方法等に関連する使用上の注意]
・使用前に本品がカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。
・ペーストを注出する時に、過度の圧力をかけないこと。(ペーストの漏れ、破損を引き起こす原因になる)
・本品内部でペーストが硬化した後に無理に操作しないこと。

【使用上の注意】

1. 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
2. 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。
3. 本品を分解、改造などし、歯科練成器以外の用途には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：SeilGlobal Co.,Ltd.（セイルグローバル社）
製造国：大韓民国