*2024 年 1 月改訂（第 2 版）
2018 年 9 月作成（第 1 版）

届出番号：17B2X10001001343

機械器具（47）注射針及び穿刺針

一般医療機器　歯科用貼薬針　JMDN コード：70679000

再使用禁止

NEW デントチップ

【禁忌･禁止】
再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



2. 原材料
ポリプロピレン

3. 包装
20 個／箱

【使用目的又は効果】

ノズル交換型注入器に本品を取り付け、根管及び歯周ポケット等への薬剤注入の為に用いる。

【使用方法等】

1)本品をシリンジの先端部のねじ切り部にそって十分に回して締め付ける。
2)シリンジをゆっくりと押し、薬液等を噴出する。

【使用上の注意】

1)破損、ヒビ、傷がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2)使用前に消毒用エタノール等で清拭・消毒してから使用すること。
3)また器具の形態変更、改造などはしないこと。
4)過度な締め付けをしないこと（破損の可能性がある）
5)接合部分に充填材料又は薬剤などを付着させないこと。
6)本体に対して溶解性の高い溶剤の使用は避けること。

【保管方法及び有効期間等】

1)高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2)保管中、損傷しないように注意すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社　歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地