*2024 年 1 月改訂（第 2 版）
2019 年 4 月作成（第 1 版）
届出番号：17B2X10001001422

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器　歯科用アブレシブディスク　JMDN コード：35807000
（一般用医療機器　歯科用マンドレル　JMDN コード：32390000）

再使用禁止(ディスク)

スナップオン ポリディスク

***【禁忌･禁止】**
1)再使用禁止。(ディスク)
2)本製品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
3)薬液に 30 分以上浸漬しないこと。

【形状、構造及び原理等】
1. 形状・構造
下記の通り
CA 用



1)ディスク

タイプ	カラー
コース	ブラック
ミディアム	ピンク
ファイン	ブルー
スーパーファイン	ホワイト

2)マンドレル
ミディアム、ショート

2. 原材料
ディスク：ポリエチレンテレフタラート
接続部：ポリウレタン
マンドレル：ニッケルコート銅

3. 包装
キット：1 セット / 箱
ディスク：100 個 / パック、マンドレル：100 本 / パック

【使用目的又は効果】
本品は､研磨材を含む円形で平坦なシートの回転式歯科用器具、及び研磨ディスクを保持するシャフトである。

【使用方法等】
[使用方法]
1. ディスクをマンドレルに確実に装着する。
2. 歯科用電気駆動装置に装着する。
3. 使用前に口腔外で試運転し、振れがないことを確認する。
4. 振れがなければ、研削、研磨する。
※推奨回転数：10,000～12,000rpm
※最大回転数：12,000rpm

[使用方法等に関連する使用上の注意]
・指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
・損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
・歯科用電気駆動装置等の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
・ヘッドの形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
・安全の為に、防護眼鏡を使用すること。
・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。

***【使用上の注意】**
1. 本品の使用により、感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるので､患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
2. ディスクは単回使用とし、再使用を禁止する。
3. 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
4. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので、絶対に行わないこと。
5. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】
1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、破損しないように注意すること。

***【保守・点検に係る事項】**
1. 使用前後は破損、ヒビ、大きな腐食やキズ等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2. 洗浄・滅菌について
[洗浄]
・使用後は防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、腐食防止のために直ちに乾燥させること。
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
※クレンザー（磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
・ディスクを薬液につけて浸漬する場合、劣化の恐れがあるため、30 分を超えて浸漬しないこと。
[滅菌]
・使用する前にマンドレルが滅菌ずみかを確認する。【オートクレーブ温度、乾燥工程含む 134℃以下厳守。】
※ディスクはオートクレーブ滅菌不可。
[その他]
・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地