*2024年 1 月改訂（第2版）
2021年10月作成（第1版）

届出番号：17B2X10001001670

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器　歯科汎用ワックス　JMDNコード：31836010

# DFS　CAD/CAMスキャンワックス

**【形状・構造及び原理等】**

1.形状・構造
形状：　固形状
色調：　グレー

軟化温度：約56℃

2.原材料
パラフィンワックス、酸化チタン

3.包装
60ｇ

**【使用目的又は効果】**

本品は、インレー・クラウンのパターン製作などに用いる。

**【使用方法等】**

1)適度に軟化させた本品を、支台歯模型等に少しずつ盛り上げる。
2)盛り上げが完了した後、CAD/CAM装置の使用方法に従いスキャニングを行う。

**【使用上の注意】**

1.他の製品と混用しないこと。
2.本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため適切な集塵装置や防塵マスクなどを使用すること。
3.皮膚が過敏な人やアレルギー体質の人は、防護用手袋を着用して取り扱うこと。
4.本品が目に入れないように注意すること。万一目に入った場合はすぐに大量の水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
5.切削、研磨の際には目の損傷を防ぐため、保護眼鏡などを使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

1)直射日光を避け、5～30℃の換気の良い場所で保管すること。
2)開封後は密封して保管すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：DFS-DIAMON GmbH（ディーエフエス ダイアモン社）
製造国：ドイツ