2020 年 4 月（第 1 版）　　医療機器認証番号：302AMBZX00001000

機械器具 24　知覚検査又は運動機能検査用器具

管理医療機器　　電気刺激装置用針電極　JMDN コード：34374102

inomed コークスクリュー電極

再使用禁止

【禁忌・禁止】
使用方法
・再使用禁止［交差感染のおそれ］
・磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）内で使用しないこと。
［MRI 装置への吸着、過熱、火傷等のおそれ］

【形状・構造及び原理等】
形状等



識別色（リード）：白、黒、赤、青、黄、緑

原材料
電極針：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】
脳を除く組織に挿入し、電気刺激装置等から供給された電流を組織に伝達する。

【使用方法等】
使用前の準備
1)刺入部位の皮膚をアルコール等の適切な消毒方法により消毒する。

2)ニードルホルダを保持し、時計回りに回転させながら頭皮に刺入する。

3)コネクタを電気刺激装置等と接続する。

使用方法
1)電気刺激装置等の使用方法に基づき、電気刺激を行う。

2)終了したら、ニードルホルダを反時計方向に回し患者より抜去する。

3)電気刺激装置等からコネクタを抜き、医療廃棄物として処理する。

組み合わせて使用する医療機器
本品と組み合わせて使用可能な電気刺激装置（誘発反応測定装置）は以下のとおりである。当社が認めた医療機器以外と組み合わせて使用しないこと。

組み合わせて使用可能な電気刺激装置

販　売　名	医療機器認証番号
術中モニタリングシステム ISIS IOS	230AMBZX00004000

【使用上の注意】
重要な基本的注意
・電極針は、接続する機器の使用方法に従い慎重に刺入すること。慎重に刺入しても刺入部の組織に損傷や出血が見られることがあるので留意すること。
・本品は脳への適用は意図していないため、脳へは使用しないこと。
・電極を刺入する前に、本品が刺激に使用する機器に接続できることを確認すること。
・組織内での接触不良は信号の品質に影響を与え、患者の傷害につながる可能性があるので注意すること。
・本品のケーブルと高周波ケーブルの距離を最小に保つよう注意すること。［電磁干渉が発生するおそれ］
・本品を縫合部位に使用しないこと。［感染のおそれ］

【保管方法及び有効期間等】
保管方法
温度：-29°C～55°C
湿度：乾燥した場所に保管すること

有効期限
滅菌後５年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：JP クリード株式会社
東京都台東区西浅草 1-7-19
TEL：03-6912-1090　FAX：03-6912-1091

外国製造業者：inomed Medizintechnik GmbH（ドイツ）
（イノメッド メディズィンテクニーク社）

接続する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。