*2023 年 1 月 18 日　（第 2 版）
2021 年 6 月 17 日　（第 1 版）
承認番号　30300BZX00167000

機械器具 12　理学診療用器具

管理医療機器　術中用超音波プローブカバー（JMDN コード：70016000）

Navigator プローブカバー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

組成

ワイヤレスプローブカバー：ポリエチレン
*ケーブルプローブカバー：ポリウレタン/ポリエチレン

形状

ワイヤレスプローブカバー



*ケーブルプローブカバー



【使用目的又は効果】

本品をプローブ、コリメータ（使用時のみ）及びケーブル（使用時のみ）に被せることにより、体液又は汚れ等からプローブ等を保護する。

【使用方法等】

本品は、NAVIGATOR GPS システム（認証番号：22100BZX00135000、製造販売元：スーガン株式会社）のプローブ、トップガンⅡ コリメータ（コリメータ）（使用時のみ）及びケーブル（使用時のみ）と併用する。

使用方法

準備

添付文書及び取扱説明書に従って、NAVIGATOR GPS システムのプローブなどを準備する。

使用方法

ワイヤレスプローブカバー

1.本品のイントロデューサ部を開く。
2.プローブカバーにプローブを挿入する。
3.プローブに沿わせて、プローブカバーを引き伸ばす。
4.ミシン目に沿って、イントロデューサ部側を切り離す。
5.プローブカバーの切り離し口を折り畳み、テープで閉じる。

ケーブルプローブカバー

1.本品のイントロデューサ部を開く。
2.プローブカバーにプローブを挿入する。
3.プローブおよびケーブルに沿わせて、プローブカバーを引き伸ばす。
4.クリップを用いて、プローブカバーをプローブおよびケーブルに固定する。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等を避けて保管すること。

有効期間

製品ラベルに表示。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

［製造販売業者］
スーガン株式会社
TEL（06）6354-6181
［製造業者］
アスペン サージカル プロダクツ インク（Aspen Surgical Products Inc.）、アメリカ

ご使用に際し、ご不明な点などありましたら、発売元までお問い合せください。

［発売元］

信頼をかたちに
シーマン株式会社

大阪市北区東天満 1 丁目 12 番 10 号 〒530-0044
https://www.sheen-man.co.jp
TEL.（06）6354-7702　FAX.（06）6354-7114