2017年8月　(第4版) 新記載要領に基づく改訂
*2015年10月　(第3版)

医療機器届出番号　14B1X00011000514

歯科材料07　歯科用ワックス

一般医療機器　歯科汎用ワックス　JMDN 31836010

ブロックアウトワックス

***【形状、構造及び原理等】**
本品は、1／4円の白色及びライラック色の固形ワックスである。

【使用目的又は効果】
本品は、口腔内の印象採得、試適用のワックスパターン、インレー・クラウンのパターン製作などに用いるワックスである。

【使用方法等】
1) 本品を適温に熱したインスツルメント等で適度に軟化させる。
2) 通法に従い、少量ずつ取り、模型のアンダーカット部分に築盛した後、カービングを行い成形する。
3) ワックスの過不足は盛り足したり、削ったりして操作を終了する。

〈使用方法等に関する使用上の注意〉
1) 本材は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】
〈保管方法〉
1) 室温で保管すること。
2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
3) 本材を高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所所など)に放置しないこと。
4) 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
5) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
〈製造販売業者〉
SmartPractice
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

〈製造業者〉
ERKODENT Erich Kopp GmbH
国名：ドイツ