2017 年 11 月 （第 1 版）

医療機器承認番号　22900BZX00377000

機械器具 47　注射針及び穿刺針

管理医療機器　単回使用注排用針　JMDN 70198000

SmartPractice® プリックランセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止
・再滅菌禁止

【形状、構造及び原理等】



1）原材料：ステンレススチール
2）原理：本品は把持部及び穿刺部（刃先）が一体となった構造を有し、アレルゲンを皮膚もしくは本品に付着させた状態で刃先を皮膚に穿刺することでアレルゲンを皮膚内に導入するランセットである。

【使用目的又は効果】
本品はアレルゲンによる皮膚反応テスト（プリックテスト）に用いる。

【使用方法等】
1）検査部位（患者前腕）を石鹸と水で洗浄する。アルコールを用いてもよい。
2）アレルゲンを皮膚に 1 滴落とす。
3）プリックランセットでアレルゲンの上から静かに穿刺する。
4）穿刺後、アレルゲンをすばやくティッシュペーパーで拭く。
5）15 分後に皮膚の状態を判定する。

※アレルゲンを直接プリックランセットで穿刺する場合
・アレルゲンをプリックランセットで穿刺し、そのまま 1)後の検査部位を穿刺する。
・15 分後に皮膚の状態を判定する。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉
1）包装は正しい向きで開封すること。[針刺し、感染の可能性がある]
2）包装は静かに開封すること。[ランセットが飛び出す恐れがある]
3）ランセットを手技中に机等に置かないこと。[無菌性が保証されないため]

【使用上の注意】
〈重要な基本的注意〉
1）使用前に本品の破損、汚れがないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】
〈保管方法〉
1）高温多湿を避け、乾燥した場所に保管すること。
2）水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

〈有効期間〉
1）使用期限は外箱に記載。（自己認証による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
〈製造販売業者〉
SmartPractice
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

〈製造業者〉
J.N. Eberle Federnfabrik GmbH
国名：ドイツ