2024 年 11 月作成（第 1 版）　　医療機器認証番号：21500BZY00212000

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器　歯科用色調適合確認材料
JMDN コード：70845000

リライエックス　トライインペースト

【形状・構造及び原理等】

1. 本材には A1、A3、B0.5、ホワイトオペーク及びトランスルーセントの色調のものがある。

性状	組成
ペースト	ポリエチレングリコール、無機質フィラー、その他

2. 原理
本材はリライエックス ユニバーサル レジン セメント及びリライエックス ベニアセメントペーストのシェードを選択するために用いる水溶性の色調適合確認材料である。

【使用目的又は効果】

ラミネートベニア、セラミックス等の接着前に、セメントペーストの色合わせに使用する。

【使用方法等】

1. 表面処理
使用する補綴物材料の指示に従い前処理を行う。特に指示がない場合は、以下の方法を推奨する。
1）ポーセレン ベニアの接着面は事前に、ラボで適切に表面処理します。コンポジットレジン ベニアの接着面はサンドブラスト処理で粗造にする。
2）仮封材または仮着材がある場合は除去する。歯面を清掃し、その後、水洗、乾燥する。
《使用方法等に関連する使用上の注意》
ユージノールを含まない仮封材、仮着材を使用すること。
2. 水または本材のリライエックス トライインペースト トランスルーセントでベニアを試適して、色調を確認する。色調が適合していれば、手順 4.に進む。
《使用方法等に関連する使用上の注意》
本材に触れないよう眼の保護具および手袋を使用すること。
3. 色調の調整が必要な場合は適切なシェードのリライエックス トライインペーストを選ぶ。直接、ベニアの接着面にリライエックス トライインペーストを塗布して、ベニアを歯面に合わせる。多数歯のベニアの場合は、ベニア中央部から順次ベニアを歯面に合わせていく。
4. 色調確認後にベニアを外して、リライエックス トライインペーストを洗い流して乾燥する。
5. 色調確認の結果に基づき別売りのリライエックス ユニバーサル レジン セメントまたはリライエックス ベニアセメントペーストの色調を選び、それとともにボンディングシステムを用いて、ベニアを歯面に接着する。

【使用上の注意】

1. **重要な基本的注意**
1）本材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2）本材の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. **その他の注意**
1）本材は、約 21～24℃で使われるように設計されている。冷蔵保管した場合は、使用前に室温に戻すこと。
2）本材の容器（シリンジ）を消毒する際には中水準消毒(CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008.)を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
1）10～27℃
2）本材を高温または直射日光にさらさないこと。
2. 有効期間
1）包装に記載[自己認証（製造元データによる）]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
名称：ソルベンタムイノベーション株式会社
TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）

外国製造所の国名及び製造業者の名称
米国、ソルベンタム ユーエス エルエルシー（Solventum US LLC）