2015 年 11 月 第 2 版（新記載要領に基づく改訂）
2012 年 11 月 5 日（第 1 版）
医療機器届出番号：27B2X00008000062

歯科材料 7　歯科用ワックス
一般医療機器　歯科用ユーティリティーワックス（70543000）

ティーディー　マルチワックス

【形状・構造及び原理等】

形状：棒状
主成分：マイクロクリスタリンワックス、
原理：ワックスの柔らかさ、粘着性などを利用し、技工操作に使用する。

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために補助的に用いる多目的ワックス

【操作方法又は使用方法等】

1)　適当な長さに切断して以下の用途に使用します。
① アルジネート印象用既製トレーの辺縁形成及び修正
② 咬合堤部の概形形成及び修正
③ 印象時の歯間空隙及びアンダーカット部のブロックアウト
④ 模型製作におけるボクシングの時のビーディング
⑤ 前歯の選択及び試適のための仮排列
⑥ 模型のアンダーカット部のブロックアウト
⑦ 円錐台へのワックスパターンの植立
⑧ ダウエルピンの固定
⑨ その他

【使用上の注意】

1）重要な基本的注意
① 本材は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
② 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
③ 使用場所には消火器を備えること。

【保管方法及び有効期間等】

［貯蔵・保管方法］
・室温に保管する。
・本品を、高温となる場所（ストーブの側、直射日光のあたる場所）に放置しない。
・保管場所には消火器を備える。
・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：大成歯科工業株式会社

発売元　：株式会社日本歯科商社
住所　　：東京都墨田区石原 1-19-5
TEL (03)3625-3111

(121115TD)