2021年　6月25日（新様式代2版）
2003年　1月13日（新様式第1版）　　医療機器承認番号　　１４０００ＢＺＺ００２２００００
機械器具　　７９　指圧代用器
管理医療機器　　家庭用温熱式指圧代用器　　JMDNコード　７０９８００００

スヤマ式自圧治療器

警告	＊小児の使用の時は温度にご注意下さい。

禁忌・禁　止	＊使用時は横又は逆さまにしないで下さい。 ＊眼球、口腔には使用しないで下さい。 ＊傷口には使用しないで下さい。

● 使用目的
＊ 温指圧することにより血行をよくする。

● 用法及び用量
＊ 100V電灯線に差込3分電熱を加え器具が温もれば差込線をはずし腰部又は背骨にあて余熱で20分～30分仰向けになり自圧する。

● 使用上の注意
＊ ご使用前には必ず使用上の注意をお読み下さい。
＊ 吐き気のあるときは使用しないで下さい。
＊ 心臓部への直接の使用はしないで下さい。
＊ 妊産婦の腹部への使用はしないで下さい。
＊ 高熱時、外科手術を要する症状、病状に変化のあった時は使用しないで下さい。
＊ 病人、高齢者、幼児等の使用はしないで下さい。
＊ お風呂、食事の前後は使用しないで下さい。
＊ 飲酒、高熱時の使用はしないで下さい。

● 保管方法及び使用期間等
保管方法
＊ お子さまの手の届かない場所に保管して下さい。

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等

製造販売業者　　大宝医科工業株式会社
住所　　〒731-0211
広島市安佐北区三入１－２５－９
電話番号　　０８２－８１８－２５１１
製造業者　　大宝医科工業株式会社