添付文書

2025 年　6 月 20 日（第 1 版）　　製造販売届出番号：17B1X10006000026

機械器具　58　整形用機械器具

一般医療機器　頭部顔面規格写真撮影装置（JMDN コード：70734000）

エムスリ 5G

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、矯正治療等の診断に用いる頭部・顔面の規格写真を撮影する装置です。

2. 構成

本品は以下で構成されている。

（1）　本体
- 電源ケーブル

（2）　付属品
- USB 3.0 LAN アダプター
- スキャナー固定用ブラケット
- USB キー

3. 形状及び寸法

【本体】



外寸：幅 138.78×奥行 235.3×高さ 387.58 mm

本体重量：3.7 kg

4. 電気的定格

電源電圧：90-240VAC

周波数：50/60Hz

5. 機器の分類

電撃に対する保護の分類：クラス I

6. 作動原理

本品は、反射角および到達時間に基づく三角測量法を用いて、対象物までの距離を計測し、三次元形状を取得する。

【使用目的又は効果】

頭部・顔面の規格写真を撮影し、矯正治療等の診断に用いる。

【使用方法等】

［使用前］

1. 製品の電源を入れ、PC にインストールされたプログラムを起動する。
2. 被写体と製品との距離を調整する。

［使用方法］

1. 撮影プログラムを起動する。
2. 歯患者は装置上部のレンズ（カメラ）を見て、正しい姿勢で位置する。
3.「Ready」ボタンをクリックする。
4. 画面上のガイドに従って撮影ボタンをクリックする。
5. 撮影したデータを画面で確認した後、「Next」ボタンをクリックする。
6. 必要に応じて、右側面および左側面もガイドに従い、同様の方法で撮影する。

［使用後の処理］

1. 使用が終了したら、スキャナーの電源を切り、高温多湿の環境を避けて常温で保管する。
2. 撮影プログラムを終了し、正常な手順で PC のシステムをシャットダウンする。

【使用上の注意】

- 製品の清掃時には、化学薬品を使用せず、電源を切ってから柔らかい布で拭いてください。（製品が損傷するおそれがあります。）
- 取扱説明書に従って、正確に製品を設置してください。（任意に設置した場合、製品の寿命が短くなったり、正常に動作しない可能性があります。）
- 製品の上に物を置かないでください。（製品破損の原因になります。）
- 電源ケーブルは製品の近くで、アクセスしやすく、正しく接地された電源コンセントに接続してください。
- 使用者が勝手に製品を修理・改造しないでください。（製品破損の危険があります。）

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

【保守点検に係る事項】

動作不良や異臭等、故障した場合は当社が指定する専門業者以外は修理を行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

［製造販売業者］

株式会社ダブリューエスエム

石川県金沢市高尾台 3 丁目 290 番地

TEL：076-209-0942

e-mail：wsmcert@wsmcert.com

［製造業者］

Morpheus Co., Ltd.（大韓民国）

取扱説明書を必ずご参照ください。