＊＊2016 年 9 月（第 3 版　新記載要領に基づく改訂）　　認証番号：第 14300BZZ00310000 号
＊2011 年 11 月（第 2 版）

歯科材料　1　歯科用金属
管理医療機器　　歯科用金地金　　70763000

歯科用純金５ｇ鈑

【禁忌・禁止】
本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
形状：板状、正方形
寸法：縦 20㎜、横 20㎜
成分・分量：

成分	分量
金	99.99 %以上

原理：本製品に歯科鋳造用金合金向けプラスメタルを添加、熔解して歯科鋳造用金合金を作製する。
＊＊特性：液相点 1063℃

＊＊**【使用目的又は効果】**
本品に金合金向けプラスメタルを添加して、歯科鋳造用金合金を作製する。

＊＊**【使用方法等】**
（1）K22、K20、K18、K16 金合金等の作成。
＊歯科用純金５ｇ鈑に石福金属興業株式会社のフリーカラット（10g）又は他の歯科鋳造用金合金向けプラスメタルを加え、金合金を作製します。調合の方法は、フリーカラット等の使用方法に従って下さい。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕
（1） 合金の鋳造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、鋳造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
（2）歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。
（3）合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

＊＊**【使用上の注意】**
（1）不具合･有害事象
掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹
(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。
（2）重要な基本的注意
本合金の使用により発疹､皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

＊＊**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売元・製造元　堤田貴金属工業株式会社
電話番号　　082-293-2233