2017 年 08 月 24 日改訂（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）　　届出番号：13B2X00094000150 号
2014 年 05 月 30 日作成（第 1 版）

一般医療機器

機械器具（47）　注射針及び穿刺針
歯科用貼薬針　JMDN コード：70679000

ＰＰＳキャリア

【禁忌・禁止】
〈使用方法〉
(1) 本品を変形させたり切削したりする等の加工・改造は行わないこと。
(2) 水分が付着したまま保管しないこと［錆びる恐れがある］。
(3) 使用後は先端パイプ内部の薬剤を全て除去すること。［破損の恐れがあるため］

【形状・構造及び原理等】
本品の材質は、ステンレス鋼及びアルミニウムである。



パイプ先外径：φ0.8㎜

〈原理等〉
尖端のパイプ先に３Ｍｉｘ－ＭＰを採取し、患部まで運ぶ。ＰＰＳキャリアの尖端が歯周ポケットの底部に達するように挿入し、挿入後レバーをいっぱいに押し、薬剤を押し出す。

【使用目的又は効果】
歯周ポケット内の貼薬を行う器具をいう。

【使用方法等】
［使用方法］
(1) 薬剤の採取
・数回空打ちを繰り返し、パイプや押し出し棒にゆがみがないか確認をする。
・混和した３Ｍｉｘ－ＭＰをパイプ内に充填する。その際にパイプや押し出し棒を曲げぬように十分に注意する。（いっぱいに入れると、一患部１回の貼薬ですむ）
(2) 余分な薬剤の除去
・キャリア先端のパイプの外側に付着している薬剤を拭き取る。
(3) 薬剤の貼薬
・キャリアの尖端が歯周ポケットの底部に達するように挿入し、挿入後レバーをいっぱいに押し、薬剤を押し出す。
(4) キャリアの清掃
・使用後は必ず、直ちに器具の洗浄を行い、パイプ内部の薬剤を全て除去すること。パイプ内部に薬剤が残っていると時間と共に硬化したり、そのまま使用すると器具が破損する恐れがある。3Mix-MP 用洗浄液（別売）を用い、10 倍に希釈した洗浄液に浸漬洗浄の場合は 30 分以上、超音波洗浄の場合は 5～15 分間洗浄を行い、パイプ内部の薬剤を全て除去すること。洗浄の際には器具の取扱いに十分注意すること。

【使用上の注意】
(1) 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
(2) 製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
(3) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

［使用方法に関連する使用上の注意］
(1) パイプ先端部、押し出し棒等は鋭利かつ大変細いので取扱いには十分に注意する。
(2) 使用前に各パーツに緩みなどがないように十分確認をすること。
(3) 貼薬を行う際には周辺粘膜等に十分配慮すること。
(4) 器具の脱落は誤飲等の重大事故につながる危険性が高いので、十分に確認作業を行い注意して取り扱う。

(5) 本品は必ず使用前に傷･バリ等がないことを確認すること。口腔内を傷つける可能性がある場合には新しい物と交換する。
(6) 本体及び各パーツが小さいので、誤飲等の事故を予防するために取扱いは十分注意をして行う。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
(1) 錆びる恐れがあるため水分が付着したまま保管しないこと。
(2) 本品は、汚染及び錆びを防ぐため、清潔で湿度の低い場所にて保管・管理すること。
(3) 本品は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
(4) 一部アルミニウムを使用しているため、洗浄・滅菌の際はアルミニウムを腐食･変色させる薬液（アルカリ系薬液等）を使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
１．製造販売業者
株式会社 デンテック
〒174-0053　東京都板橋区清水町　５３－５
TEL：03-3964-2011
FAX：03-3962-5624

２．販売業者
株式会社 日本歯科商社
〒130-0011　東京都墨田区石原　１－１９－５
TEL：03-3625-3111
FAX：03-3625-1110