2018 年 7 月 24 日作成（新様式第 1 版）

製造販売届出番号：28B2X10028000072

機械器具 69　歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器　歯科技工用ヒータープレス　70749000

ARC 真空成型器

【禁忌・禁止】
- 熟知したもの以外は、使用しない事。
- 使用目的以外での目的で使用しないこと。

【形状、構造及び原理】

1. ARC 真空成型器外観形状



電源	：１１０Ｖ　５０～６０Ｈｚ供用
消費電力	：１０００Ｗ
重量	：１０ｋｇ
外形寸法	：Ｌ25ｃｍ×Ｗ25ｃｍ×Ｈ35ｃｍ

2. 作動原理
歯科用樹脂プレートに熱をかけ歯科技工用模型にプレスし成形する器械である。

[使用目的又は効果]
土台部、プレス部および電気式コントロールユニット等から成る。

【性能及び安全性に関する規格】
外観：　正しい輪郭を持ち、サビ、歪み、汚染、その他欠陥があってはならない。
作動：　電源に接続し、スイッチを ON および OFF することにより、レーズが異常なく回転作動および停止作動をすること。

【使用方法】
詳細な設置方法や使用方法については、付属の取扱説明書等を必ず参照してください。
[設置・接続方法]
(1)本器の重量に充分耐えることのできる水平な台の上に設置して下さい。
[操作方法]
（1）本体と電源を接続する。
（2）プレス用の樹脂プレートをプレス部に取り付ける。
（3）本体の作動スイッチをＯＮ／ＯＦＦし作動を確認する。
（4）被加工物をプレス部に置き、プレス作業を行う。
（5）熱が冷めたら樹脂プレートとともに被加工物を取り出して、作業を終了する。
（6）終了後電源コードを電源コンセントから抜く。

【使用上の注意】
① 本品は、[使用目的又は効果]の項に記載の用途以外には使用しないこと。
② 本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
③ 使用終了時、未使用時あるいは清掃時は必ずメインスイッチを切り、電源プラグを抜くこと。
④ 本品は、歯科医療有資格者以外は、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】
1. 水のかからない場所に設置・保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】
本体　　１台/箱

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所】
製造販売業者
：有限会社　ディーシーエルタニモト
住所　兵庫県宍粟市山崎町須賀沢 1283
TEL　0790-63-2788
FAX　0790-67-9090
製造業者
：SHANGHAI PIGEON DENTAL MFG.CO.,LTD.
中国

取扱説明書を必ず参照のこと