*2026年 11月 第2版
2024年 6月 第1版

医療機器届出番号：13B1X00004000231

歯科材料09　歯科用研削材料
一般医療機器　歯科用研磨器材 JMDN 70907000

ＥＶＡチップ

再使用禁止

＊【禁忌・禁止】
1. 再使用しないこと。
2. 往復運動型ストレート・ギアードアングルハンドピースまたは専用の歯科用研削器材以外には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
［形状］

名称	形状	全長
EVA-2000		23.8mm
EVA-5000		23.8mm

［材質］
ポリアセタール
［原理］
往復運動型ストレート･ギアードアングルハンドピース（以下、ハンドピース）の先端部に本品を差込み装着し、作業部に断続的に押しつけることにより研磨する。

＊［併用する医療機器］

一般的名称	販売名	認証/届出番号	製造販売業者
ストレート・ギアード アングル ハンドピース	プロフィンPDX ハンドピース	認証番号：226AIBZX00035000	東京歯科産業株式会社
歯科用研削器材	プロフィンPDH ハンドインスツルメント	届出番号：13B1X00004000219	
ストレート・ギアード アングル ハンドピース	ティーマックス ＸＣ	認証番号：219ALBZX00013000	株式会社ナカニシ
	コントラアングルハンドピース ＦＸ１．５シリーズ	認証番号：308ALBZX00018000	

【使用目的又は効果】
歯牙、補綴物等の研磨

【使用方法等】
［使用方法］
1. 用途に応じた形状を選択し、ハンドピースまたは専用の歯科用研削器材のヘッドに差し込んで取り付ける。
2. ハンドピース等を作動させ、断続的に被研磨物を研磨する。必要に応じて注水する。

［使用方法に関連する使用上の注意］
1. ハンドピースが完全に停止した状態で本品を取り付けること。また、確実に取り付けられているか確認すること。
2. 使用前に口腔外で予備的に作動させ、軸ブレがないことを確認すること。
3. 過度の加圧で使用すると発熱の原因につながり、歯牙を損傷するおそれがあるので、ソフトタッチ（適正加圧）で使用すること。
4. ハンドピースを使用する場合は、最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

【使用上の注意】
1. 再使用しないこと。
2. 往復運動型ストレート・ギアードアングルハンドピースまたは専用の歯科用研削器材以外には使用しないこと。
3. 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
電話番号	03-3831-0176(代)
製造業者	Dentatus AB（デンタータス）
国名	スウェーデン