2017 年 10 月改訂（新様式第４版）{新記載要領に基づく改訂}　　医療機器認証番号：第 220AFBZX00167000 号
2015 年 04 月改訂（新様式第３版）

類別名称：歯科材料０４　歯科用根管充填材料
管理医療機器　一般的名称：根管充填材用軟化材　ＪＭＤＮコード：70875000

販売名：ユーカリソフト プラス

【禁忌・禁止】
１）本材又は類似成分(アルコール類)の材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者に使用しないこと。
２）本材又は類似成分(アルコール類)の材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】



形状：無色液体
成分：ユーカリ油、その他の混合物
物理的性質:23±0.5℃　10mim. 3%以上熔解

【使用目的又は効果】
ガッタパーチャ及びその他の根管充填材料の軟化に用いる材料をいう。
(1) 使用目的、用途
ガッタパーチャ及びその他の根管充填材料の軟化に用いる材料。

【使用方法等】
本材は揮発性を高めている為、ピンセットで綿球を挟みダッペングラス内で必要量をスポイトで滴下してご使用頂くことをお勧めします。

(1) ガッタパーチャポイントの除去
本液を綿球に浸し、髄腔内に入れ、ポイントを軟化させて除去します。
(2) ユージノール系シーラーの除去
除去が困難なガッタパーチャポイントやユージノール系のシーラーを充填した症例では、根管内に、本液を浸した綿球を詰め、その上からリン酸亜鉛セメント等で仮封しておきます。１～２日後に再開管すれば、容易に充填物を取り出すことができます。
(3) ガッタパーチャポイントの軟化
側方加圧充填の際、メインポイントの先端を本液に１～２秒漬けた後、充填しますと、ポイントの表面が軟化しているので根管壁との適合性が向上します。
(4) オピアン・キャリヤー法の軟化材
オピアンガッターやナチュラルガッター JH に塗布（浸漬）し
ます。ガッターの表面が軟化し、シーラーの役割をします。

[使用方法に関連する使用上の注意]
(1) 必要量だけを取り出して使用すること。
(2) 引火性があるので火気に近づけないこと。
(3) 使用の際、口腔粘膜等に付着させないようにすること。
(4) 使用後は、必ずキャップをよく締め、直射日光を避けて保存すること。
(5) 使用後の残り液は、元の瓶に戻さないこと。液が汚れ、効力が低下します。

【使用上の注意】
(1) 使用注意
①問診により本材に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
②本材の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者及び術者は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
③本材は、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着した場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】
[貯蔵・保管方法]
・室温・暗所保管
・本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
・本材は、火気厳禁の室温・暗所に保管し、１つの保管庫に大量に保管しないこと。
・本材は適切に保管・管理すること。

[使用期限]
・本材はビン底面に記載の使用期限までに使用すること［自己認証（当社データ）による］

包装
正味容量：50mL/瓶

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元　：　株式会社 東洋化学研究所
製造元　：　同
住所　：　〒173-0004 東京都板橋区板橋４－２５－１２
電話番号　：　03－3962-8811
ファックス　：　03－3961-1859