作成年月日：＊2015年2月13日（第2版）
2006年7月7日（新様式第1版）

医療機器届出番号：28B2X00002001805

器具器械（22）検眼用器具

一般医療機器　検眼鏡診断セット（70095000）

リースター　ペンスコープ検眼鏡・耳鏡セット

【警告】
・定められた規格の乾電池をご使用下さい。また、乾電池の＋、－の方向性にご注意ください。
・本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がございますので、十分ご注意ください。
・本製品を使用し、患者の眼底に直接照射する光量は、必要最小限としてください。
・本製品使用時の照射時間は片眼1分を超えないようにしてください。
・医師または訓練を受けた方以外のご使用は避けてください。

【禁忌・禁止】
・本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。
・本製品の滅菌は行なわないでください。
・本製品と他社アクセサリーの併用は避けてください。

【形状・構造及び原理等】
1．構成

品　番	仕　様
2076	ペンスコープ検眼鏡　（ケース付）　Black
2078	ペンスコープ検眼鏡　（ケース付）　Slate gray
2070	ペンスコープ検眼鏡　（ケース付）　Blue
2086	ペンスコープ検眼鏡　（ケース付）　Saffron
2088	ペンスコープ検眼鏡　（ケース付）　Green
2056-200	ペンスコープ　耳鏡　Black　スペキュラ各5ヶ　ケース付　（2.5mm、4mm）
2058-200	ペンスコープ　耳鏡　SlateGre スペキュラ各5ヶ　ケース付　（2.5mm、4mm）
2060-200	ペンスコープ　耳鏡　Blue　スペキュラ各5ヶ　ケース付　（2.5mm、4mm）
2066-200	ペンスコープ　耳鏡　Saffron　スペキュラ各5ヶ　ケース付　（2.5mm、4mm）
2068-200	ペンスコープ　耳鏡　Green　スペキュラ各5ヶ　ケース付　（2.5mm、4mm）

2．寸法及び質量
リースター検眼鏡　各色
　寸法：　L=約155mm x 約25mm
　重量：　約120g（本体・乾電池の重量です。）

ペンスコープ耳鏡スペキュラ各5ヶ（2.5mm,4mm　）　各色
　寸法：　L=約155mmx約60mm
　重量：　約110g　（本体・乾電池の重量です。）

3．アクセサリー

10473	検眼鏡用予備電球
10472	耳鏡用予備電球
10775	ペンスコープ　スペキュラ　2.0mm（10入り）
10779	ペンスコープ　スペキュラ　2.5mm（10入り）
10783	ペンスコープ　スペキュラ　3.0mm（10入り）
10789	ペンスコープ　スペキュラ　4.0mm（10入り）
10795	ペンスコープ　スペキュラ　5.0mm（10入り）

4、動作原理
検眼鏡内の電球から出た光は、集光レンズ・対物レンズを介して反射鏡により前面へ照射される。
各ヘッド内部にある電球から出た光は、光ファイバーを介して集光照明する。

【使用目的又は効果】
検眼鏡：眼底病変の観察，検査を行なうための眼底検査機器です。
耳鏡：鼓膜・外耳道の観察、検査、治療を行う。

［品目仕様等］
ペンスコープ　検眼鏡　各色
①電球定格　2.7V 300mA
②補正レンズ　-20D ～ +20D
③アパーチャ　4種類
ペンスコープ　耳鏡　各色
①電球定格　2.5V 300mA

【使用方法等】
操作方法；ペンスコープ検眼鏡
1．検眼鏡本体の側面部、スイッチを、上部へスライドします。
2．検眼鏡から光が照射されます。
3．スイッチを、下方向にスライドしますと、消灯します。
操作方法；ペンスコープ耳鏡
1．耳鏡本体の側面部のスイッチを上部へスライドします。
2．耳鏡ヘッドから光が出ます。
3．被験者の外耳道の大きさに合わせて、適切なスペキュラを耳鏡に接続してください

【使用上の注意】
滅菌は行なわないでください。

【保管方法及び有効期間等】
長期間使用しないときは、検眼鏡本体から乾電池を取り出し、金属製品と接触を避け、高温、多湿な場所を避けてください。

【保守・点検に係る事項】
電球交換
本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分冷却してから電球を交換するか、布などで電球を掴んで取り出してください。なお、電球交換時、電球の球面を、直に素手で触らないようにしてください。

－電球・乾電池交換の手順－
1．検眼鏡・耳鏡本体を回転させれば、ハンドルと分離できます。
2．検眼鏡・耳鏡側に電球が見えますので、電球を引き出せば取り外せます。
3．古い電球及び乾電池が交換できます。
－クリーニング－
お湯やアルコールを湿らせた布による清拭クリーニングが可能です。
本製品は防水性ではございませんので、液体への浸漬は行なわないでください。
また、オートクレーブ、EOGガス等、滅菌も行なわないでください。

【主要文献及び文献請求先】
日本ライト株式会社
〒651-0087　神戸市中央区御幸通4-1-15　廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731　FAX　078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
日本ライト株式会社
〒651-0087　神戸市中央区御幸通4-1-15　廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731　FAX　078-231-8055

製造業者
Rudolf　Riester　GmbH（リースター社）
ドイツ

取扱説明書を必ずご参照ください。