*2017年10月第（2版）新規記載要領に基づく改定　　医療機器届出番号：27B3X00094Y07022
2008年11月5日作成（新様式第1版）

歯科材料7　歯科用ワックス
一般医療機器　歯科汎用ワックス(31836010)

CAD/CAM　スキャンワックス

【形状・構造及び原理等】
1）成分
天然ワックス、ハイドロカーボンワックス、ポリマーワックス
2）形状
45g入り

【使用目的又は効果】
・CADマシーンでスキャニングが出来る歯冠修復用ワックス。

【使用方法等】
1）分離材を塗布した石膏模型に加熱された歯科用インスツルメントで少量ずつ盛り上げる。
2）盛り上げた後、CADでスキャニングを行う。

【使用上の注意】
1）使用上の注意
①本材は可燃性なので、使用の際、火傷をしないよう注意する事。
②使用及び保管場所には、消火装置を備える事。
③本材は説明書に記載の用途以外には使用しない事。
④本材は歯科医療有資格者以外は使用しない事。
2）重要な基本的注意
①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、腫瘍、かゆみ、かぶれ等の過敏反応が現れた術者は、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受ける事。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
・室温保管
・本材は高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に保管しない事。
・本材は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しない事。
・本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理する事。
［使用期限］
・使用期限は商品に明記しています。

【保守・点検に係わる事項】
・不純物が入っていないか確認する事。

【製造販売業者又は製造業者等の氏名又は名称等】
製造販売業者：　内外歯材株式会社
住所　　：　〒543-0062
　　大阪府大阪市天王寺区逢阪2-3-10
電話番号　：　06-6771-5553
ＦＡＸ番号　：　06-6779-7518

外国製造所　：　YETI DENTAL社
国名　　：　ドイツ