機械器具 42 医療用剥離子 耳鼻科手術用プローブ （33433000）
一般医療機器

TN 耳用球付ピック

【形状・構造及び原理等】

1. 原材料/材質:ステンレス



【使用目的又は効果】

柔軟な金属製で先端が球状で細長い棒状の手術器具である。
本品は再使用可能である。

【使用方法等】

耳科領域の治療時に瘻、腔又は創部を探査するために用いる。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
電気メス等の高電流が発生する機器との併用はしないこと。

【使用上の注意】

- 本品は未滅菌品である。使用前には適切な条件で必ず洗浄、滅菌をすること。（保守・点検に係る事項参照）
- 使用開始時や再滅菌して繰り返し使用する際は、
高圧蒸気滅菌・プラズマ滅菌・EOG 滅菌が可能である。
- 粗雑な扱いは避け、無理な力や衝撃を与えないように十分注意すること。
［取扱い中に破損したり、思わぬケガをしたりする可能性がある］
- 僅かな変形や破損であっても使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 貯蔵・保管する際は、水気や薬品に晒されないようにすること。
- 洗浄後に貯蔵・保管する際は、保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥させること。
［器具表層面への腐食・変色・シミの原因となる］
- 高圧蒸気滅菌後は十分に乾燥させてから保管すること。
［乾燥が不十分な場合、錆や孔食により本品の寿命を著しく低下させる］
- 保管の際は、硬い物への接触や衝撃を避けること。
［変形や損傷の原因となる］

【保守・点検に係る事項】

＜洗浄＞

- 磨き粉や金属ウール等で器具の表面を磨かないこと。
- 使用後は付着した血液・体液・組織及び薬液等が乾燥する前に速やかに洗浄すること。
- 塩素系の洗浄剤および消毒液は使用しないこと。洗浄剤および消毒液は弱酸性～弱アルカリ性（≒pH6～8）のものを使用すること。
［塩素系、強アルカリ性、強酸性の薬液は、素材表面の不動態膜を破壊し、錆や孔食による器具の破損につながる］
- 洗浄装置（超音波洗浄装置・ウォッシャーディスインフェクター等）を使用するときは、鋭利部同士が接触して損傷することがないよう注意すること。
- 水道水により洗浄を行った場合、残渣除去のため洗浄後に精製水（蒸留水や脱イオン水）ですすぐことを推奨する。
［水道水は中に含まれる残留塩素及び有機物質が腐食・変色・シミの原因となる］
- 洗剤の残留がないように十分すすぎを行うこと。
- 洗浄後は直ちに滅菌を行うか、または直ちに乾燥させること。

＜消毒＞

- 洗浄前の一次消毒は行わないこと。
［付着物の変性固着により洗浄・滅菌効果が損なわれる］

＜滅菌＞

- 滅菌前には、汚れ・損傷等が無いか点検すること。
また、点検後に適切な条件で必ず滅菌を行うこと。
- 高圧蒸気滅菌を行う場合、水道水ではなく精製水（蒸留水、脱イオン水等）を使用すること。
［滅菌器庫内の高温高湿環境下では、水道水に含まれる塩素がステンレス鋼の防錆力を損ない、錆や孔食により本品の寿命を著しく低下させることがある］

＜点検＞

- 使用する前に、変形や破損がないか十分確認すること。

＜その他＞

- ステンレス製品は、定期的に“着色・錆除去剤”でのメンテナンスを推奨する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
永島医科器械株式会社
TEL.03-3812-1271
製造業者　永島医科器械株式会社　第三工場