機械器具　04　整形用品

熱傷用ラップ（JMDN コード　36093000）一般医療機器

冷却用ドレッシングBS

再使用禁止

禁忌・禁止：再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

・ポリウレタンフォームタイプ（熱傷部比較的狭い用）
サイズ：100x100ミリから600x400ミリなどがある。



・コットンタイプ（熱傷部広範囲用）
サイズ：1000x1000ミリ～1000x2000ミリなどがある。



熱傷の熱を下げる。

【原材料】

・ポリウレタンフォーム：ポリウレタンと冷却用ジェルからなる。
・コットンタイプ：コットンと冷却用ジェルからなる。
・冷却用ジェル：ピュリファイドウォーター主成分で、
ティーツリーオイルとジェル化剤からなる。

【使用目的又は効果】

本品は、あらゆる熱傷、日焼けなどの軽い熱傷から広範囲におよぶ第3熱傷までの緊急治療に使用可能である。冷却用ジェルを含み、熱傷部を冷却し、痛みを和らげる。
また感染を防止にも役立つ。

【使用方法等】

1. 熱傷部に適した少し大きめのドレッシングを選ぶ。
2. 包装を開き、ドレッシングを包装から取り出す。
3. ドレッシングを熱傷部にあてる。
4. 非付着性の包帯などでおさえる。
5. 必要に応じて、熱傷部の乾燥を防ぐため、ジェルを追加で塗布する。

【使用上の注意】

・包装などが破損ダメージが見られた場合、
使用しないこと。
・さらなる治療は、必要に応じて医師の診察を
受けて頂くこと。
・化学物質の熱傷の場合、およそ20分ほど熱傷部を
水で洗い流し、その後、本品を熱傷部にあてるを
推奨する。

【保管方法及び有効期間等】

乾燥した涼しい直射日光および高温の場所を
避けて保管すること。
有効期限は、外箱か包装上に表示。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
南開通商株式会社
電話　(03) 5687-3644

製造元
Burnshield(Pty)Ltd
国名：南アフリカ共和国