機械器具（29）電気手術器
一般医療機器　　電気手術電極ホルダ　35043000

Bovie ペンシルホルスター

再使用禁止

【禁忌・禁止】
(1) 再使用禁止
(2) 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】
1. 形状・構造



【使用目的又は効果】
本品は、作動中のペンシル電極を、手術中の非使用時に収納する用具である。

【使用方法等】
(1) 本品は滅菌済みなので、包装を無菌的に開封すれば直ちに使用することができる。
(2) テープ※を使用するか、スロットにドレープ※を通すことにより、ドレープにホルスターを固定する。
(3) 電極※を手術中の非使用時に本品に収納し、使用後は廃棄する。

※本品には含まれない。

【使用上の注意】
1. その他の注意
(1) 本品には無理な力を加えないこと［本品の損傷又は機能低下のおそれがある］。

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管の条件
高温になる場所や直射日光は避け､乾燥した清潔な場所に保管すること。

2. 使用期限
4年［自己認証（当社データ）による］
使用期限については直接の包装及び外装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
［製造販売業者］
日機装株式会社
Tel. 03-3443-3751

［製造業者］
Bovie Medical Corporation（ボビーメディカル社）
国名：USA（アメリカ合衆国）