届出番号：26B1X10008000013

歯科材料07 歯科用ワックス
一般医療機器　歯科汎用ワックス　31836010

ワックスパターン スプルー

【形状・構造及び原理等】

組成：パラフィンワックス、他
形状：円状、半円状及び楕円状等

品　番	形状（mm）
R05	∘ ⟊ 0.5
R07	∘ ⟊ 0.7
R10	○ ⟊ 1.0
R12	○ ⟊ 1.2
R14	○ ⟊ 1.4
R15	○ ⟊ 1.5
R18	○ ⟊ 1.8
R20	○ ⟊ 2.0
R22	○ ⟊ 2.2
R25	○ ⟊ 2.5
R30	◯ ⟊ 3.0
R32	◯ ⟊ 3.2
R40	◯ ⟊ 4.0

品　番	形状（mm）
R50	◯ ↕ 5.0
R60	◯ ↕ 6.0
HR14	◖ ⟊ 1.4
HR16	◖ ⟊ 1.6
HR18	◖ ⟊ 1.8
HR19	◖ ⟊ 1.9
HR20	◖ ⟊ 2.0
HR22	◖ ⟊ 2.2
HR28	◖ ⟊ 2.8
L35	⬭ ⟊ 1.8 →3.5←
P45	⬭ ↕ 1.2 →4.5←

長さ約20cm、色調ブルー

原理：加熱したインスツルメント等を使用し適所に取り付ける。

【使用目的又は効果】

口腔内の印象採得、試適用のワックスパターン、インレー・クラウンのパターン製作などに用いるワックスである。

【使用方法等】

1）彫刻刀等で適当な長さに切断します。
2）加熱したインスツルメント等を使用して、完成したワックスパターンの適所に取り付けます。
3）ワックスパターンを支台歯から取り外して、円錐台に取り付けます。
4）ワックスパターンの埋没、焼成、鋳造は通法に従い作業してください。

【使用上の注意】

1）使用注意
①本品は可燃性のため、使用の際に火傷に注意すること。
②本品を使用する際には、適切な換気（1時間あたり数回の換気）がなされている場所で使用すること。また、消火器具を備えること。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］
・本品は、高温、直射日光を避けて、火気厳禁の室温で保管すること。
・保管場所には、消火器具を備えること。
・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：株式会社ニッシン
住所　　：〒621-0001
　　：京都府亀岡市旭町樋ノ口88
ホームページ：www.nissin-dental.jp