** 2024年　8月 改訂（第6版）
* 2016年　8月 改訂（第5版）（新記載要領に基づく改訂）

医療機器認証番号：225ADBZX00041000

歯科材料04　歯科用根管充填材料
管理医療機器　根管充填材用軟化材　70875000

ニシカ ジーピーソルベント

*【禁忌・禁止】

［適用対象（患者）］
本材の成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

［使用方法等］
1日を超える期間の根管内留置はしないこと。［ガッタパーチャが完全に溶解したまま放置されると、根尖孔から根管内容物が流出する懸念があるため。］

【形状・構造及び原理等】

(1) 形状・構造

本材は次の原材料より構成される。

性状	組成
液	d-リモネン、n-ヘキサン

(2) 原理

本材の主成分であるd-リモネンがガッタパーチャ中の天然ゴムを軟化させる。

【使用目的】

ガッタパーチャの軟化

【使用方法等】

本材を綿球でガッタパーチャ充填材上に少量貼付し、ガッタパーチャ充填材を軟化させながらリーマー等で除去します。

*［使用方法等に関連する使用上の注意］

・本材を貼付後、仮封して診療を終える場合には、遅くとも翌日までには必ず除去すること。（［その他の有害事象］の項参照）
・ラバーダムシートに付着した場合、付着したまま放置するとシートが破れる場合があるので、直ちに綿花などで拭き取ること。
・シリンジを使用する場合は、ガラス製のものを使うこと。
・本材は可燃性のため、火気に直接触れさせないこと。

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

・本材の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
・本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。また、本材の使用により過敏症状を起こした場合には、使用を中止し、すぐに専門医の診察を受けること。
・本材が皮膚に付着した場合は、すぐに流水で十分に洗浄すること。
・本材は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の水で洗い流した後、専門医の診察を受けること。
・口腔粘膜（歯肉、頬粘膜、舌）に対して局所作用をあらわすおそれがあるので、付着させないよう注意すること。付着した場合は、直ちに拭き取り水洗すること。

2. 不具合・有害事象

(1) 有害事象

［その他の有害事象］

・本材の使用により、本材あるいは根管内容物が根尖孔外に流出し、違和感、場合によっては炎症による急性症状（疼痛）などを引き起こすことがある。
・発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれることがある。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］

・直射日光を避けて涼しい場所で保管すること。
・揮発性のため、使用後は直ちに密栓すること。
・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

［有効期間］

本材は包装に記載の使用期限までに使用すること。
〔記載の使用期限は自己認証（当社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**［製造販売元］日本歯科薬品株式会社
〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-7-24
0120-8020-96／FAX 083-222-2220
［ホームページ］https://www.nishika.co.jp/
［製　造　元］日本歯科薬品株式会社

製造販売元
日本歯科薬品株式会社
山口県下関市竹崎町4-7-24