プログラム２ 疾病治療用プログラム
高度管理医療機器　腹膜透析用治療計画プログラム 41049003

「Ｒｅｌａｘａリンク」の付属品

ＰＤダイアリー

【形状・構造及び原理等】

ＰＤダイアリー（以下「本品」という。）はＲｅｌａｘａリンクの付属品（オプション）であり、患者が汎用情報端末からクラウドにアクセスし医師の指導のもと使用する。

〈機能〉

項目	内容
処方を確認する	送信された処方データを表示する。 液種／開始時刻／終了時刻／治療時間
液交換を記録する	１回毎の液交換を入力し、データを送信する。 入力結果を保存し、閲覧することができる。 液種／排液開始時刻／排液終了時刻／注液開始時刻／注液終了時刻／前回注液量／排液量／除水量／注液量／排液混濁／血性排液／フィブリン
バイタルを記録する	測定したバイタルを入力し、データを送信する。 入力結果を保存し、閲覧することができる。 総除水量／尿量／飲水量／体重／血圧／血圧測定時刻／脈拍／体温／排便／塩分／血糖値
出口部を見る	該当する出口部の状態を選択し、データを送信する。選択結果を保存し、閲覧することができる。 痛い／かゆい／はれ／かさぶた／出血／うみ

〈原理〉

医療従事者がＲｅｌａｘａリンク上で処方設定を作成して送信すると、本品が受信して表示する。患者はその処方に従い透析液交換を実施し、本品に結果を入力し、送信する。

【使用目的又は効果】

Ｒｅｌａｘａリンクの付属品であり、医療従事者から送られる連続携行式腹膜透析（ＣＡＰＤ）の処方設定を患者が汎用情報端末で受信し、治療結果データを入力及び送信するために使用する。

【使用方法等】

ＰＤダイアリーは、患者が指定の URL に接続し、初回ログインすると使用可能となる。

1. ログイン
   患者ＩＤ及びパスワードを入力しログインする。
2. メニュー選択
   確認又は記録したいメニューを選択する。
   - 処方を確認する
   - 液交換を記録する
   - バイタルを記録する
   - 出口部を見る
3. 液交換を記録する

(1) 画面の表示に従い、以下を記録する。
液種／排液開始時刻／排液終了時刻／注液開始時刻／注液終了時刻／前回注液量／排液量／除水量／注液量

(2) 各項目において、該当する状態を選択する。
排液混濁／血性排液／フィブリン

4. バイタルを記録する
   画面の表示に従い、以下を記録する。
   総除水量／尿量／飲水量／体重／血圧・血圧測定時刻・脈拍／体温／排便（回数）／塩分（該当する項目を選択）／血糖値
5. 出口部を見る
   該当する項目（痛い／かゆい／はれ／かさぶた／出血／うみ）を選択し、該当する場所に印を付ける。
6. ログアウト
   ログアウトを選択する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

「ＰＤダイアリー」を使用する患者に対して、次の事項を指導すること。

1. 指定のブラウザを使用すること。
2. 登録済メールアドレス、パスワードを共用せず、安全に管理すること。
3. 複数のブラウザでの操作や、複数の情報端末で同時にログインしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先
TEL 0120-923-107

本品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

14190-02