**2020 年 1 月　（第 5 版）　　届出番号　13B1X00272000005
*2019 年 9 月　（第 4 版）

機械器具 26　医療用遠心ちんでん器

一般医療機器　ヘマトクリット用遠心機　JMDA　32429000

スタットスピン VT

【形状・構造及び原理等】

形状

外観図



作動・動作原理

本装置は、試料を注入したチューブをローターに取り付け、高速回転させることにより、遠心分離させる。

品目仕様等

- ・寸法：H152mm×W168mm×D218mm
- ・質量：1.7kg
- ・定格電圧　　：100－240V
- ・周波数　　：50/60Hz
- ・最高回転数　　：15,800RPM
- ・使用温度：5～40℃
- ・相対湿度：0～80%（温度が 31℃以下のとき）
  0～50%（温度が 31-40℃のとき）

【使用目的又は効果】

使用目的

遠心力を利用して、血液などの試料の成分を分離する。

【使用方法等】

使用方法

1.使用前準備

コンセントを差込み、1 時間以上、室温に慣らす。

2.使用方法

1.ラッチ部をつまみ、カバーを開ける。
2.ローターを装着する。
3.ローターに試料の入ったチューブを挿入する。
4.コントロールパネルの SET ボタンを押してプログラムを選択する。
5.START ボタンを押して、遠心を開始する。
6.定められた時間が経過すると、装置は遠心を終了し、自動でカバーが開く。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・バランスをとって遠心すること。
- ・本装置は、安定して水平な場所に設置すること。
- ・本装置を、直射日光下や発熱体付近の高温な場所に設置しないこと。
- ・本装置を湿気やほこりの多い場所に設置しないこと。
- ・本装置及び付属品を可燃性物質等に触れさせないこと。
- **・感染症の薬剤を含む、含まないに関わらず、サンプルの取扱には十分に注意すること。
- **・電圧その他の使用に合致しない場合は使用をしないこと。
- **・クリーニング又はメンテナンスを行うときは、事前に電源コードを抜くこと。
- **・ローターに破損や変形がないいか使用前に毎回点検すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・水濡れ、高温多湿、粉塵及び直射日光を避けて保管すること。
- ・保管又は輸送温度：-10～50℃
- ・相対湿度：0～80%（温度が 31℃以下のとき）
  0～50%（温度が 31-40℃のとき）

耐用期間・使用期間

5 年[自己認証（輸入先データによる）

【取扱い上の注意】

トラブルシューティング

状態	確認	処置
動作しない。回転しない。	電源コード	電源コードを接続する。
カバーが開かない。	電源	電源が入っていない場合、電源を入れる。又は回転中はカバーが開かない。

本装置外観部とローターに、ひび割れ等物理的な損傷がないかどうか、使用前に毎回チェックして清浄な状態を保ち、必要に応じて消耗品を交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日本ルフト株式会社
*住所：　〒101-0054
*　東京都千代田区神田錦町 2-7-5
*電話番号：　03-3518-2001
外国製造業者：Beckman Coulter,Inc.
国名：　アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください。