医療用品 04　整形用品
一般医療機器　皮膚バリア粘着プレート　31071000

傷あとケアシート

【禁忌・禁止】
・傷あとは傷口が完全にふさがっている状態のことを指します。治療中の傷口、開いている傷口には使用しないでください。[感染のリスクや治癒を遅延させるおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】
1. 形状・構造
本製品は、皮膚に接触する面が粘着性を有するシリコーンゲルと剥離テープで構成される。柔軟で伸縮性に富んだシリコーンゲルシートが、さまざまな皮膚の形状にフィットします。



150mm×35mm×1.2mm

2. 原理
本製品を傷あとに貼り付けることで、外部刺激から傷あとを保護します。

【使用目的又は効果】
外部の汚染物質から皮膚部位を保護するために皮膚に粘着する器具をいう。

【使用方法等】
1) 傷あとを清潔に拭き取ったうえで、水分をしっかりと乾かしてから貼り付けてください。
2) ご使用後は、シリコーンシートの粘着面をハンドソープなどでやさしく洗浄してください。
3) ほこりなどが入りにくい暗所で、自然に乾燥させてください。
4) 本製品は洗浄して繰り返しご使用いただけます。粘着力が弱くなりましたら、新しいものとお取り替えください。

【使用上の注意】
・本製品の使用により発疹、発赤、かゆみ等が生じた場合は仕様を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
・粘着が弱くなった場合は、新しい製品と交換してください。

【保管方法及び有効期間等】
保管方法
・高温多湿や直射日光を避け、水漏れに注意し、清潔な場所で保管してください。
・小児の手の届かないところに保管してください。
使用期限
・製造から3年間（自己認証による）。
・使用期限はパッケージ裏面に記載しています。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
アドバンスジャパン株式会社
埼玉県川口市大字東本郷 118-1
電話番号 048-234-8291

製造業者
Wuhan Huawei Technical Co.,Ltd.
ウーハンファーウェイテクニカル（中国）