2025 年 2 月作成（第 1 版）　　届出番号 11B1X10025664301

医 05　副木

一般医療機器　足指セパレータ　13544000（ＪＭＤＮコード）

【　Tomerry　指間セパレータ　】

【禁忌・禁止】

・足指、足爪に出血、障害または疾病がある場合は、本品を使用しないこと。[症状が悪化するおそれがある]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観形状・構造

①全指用

第 1 趾から第 5 趾すべてに装着する指間全開セパレータ。

②親指用



第 1 趾と第 2 趾に装着するセパレータ。外反母趾部分を保護する形状。

③ワンポイント用



ひとつの趾間に装着するセパレータ。趾間の大きさに合わせて 2 つのサイズがある。

2. 原理

本製品を趾又は趾間に装着させることで、個々の趾節骨を一定の位置に保持することができる。

【使用目的又は効果】

本製品は、U 字型チャンネル又は U 字型チャンネルのセットからなる器具で、個々の趾節骨を一定の位置に保持するために用いる。

【使用方法等】

1)裸足の状態でご使用ください。靴下やストッキングの上から装着すると、正しくフィットしない可能性があります。

2)製品を軽く広げながら、目的の指又は指間に差し込んでください。全指タイプは各指の間に順番にはめ込むように装着してください。

3)装着中は、足の様子をよく観察してください。

4)使用後は水またはぬるま湯で洗い、よく乾かしてから保管してください。

【使用上の注意】

・長時間の使用は避けてください。

・本製品に、損傷、変形、変色等の異常が発見された場合は、使用しないでください。

・使用中は、本製品をねじったり、過剰な圧力をかけないようにしてください。亀裂などが生じる可能性があります。

【保管方法及び有効期間等】

・高温、低温、多湿、直射日光、水濡れを避けて、清潔な場所に常温で保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アドバンスジャパン株式会社

埼玉県川口市大字東本郷 118-1

電話番号:048-234-8291

製造業者

Since Household Care Co.,Ltd

シンスハウスホールドケア(中国)