2023 年 10 月作成（第 1 版）　　届出番号 11B1X10025800702

器 24　知覚検査又は運動機能検査用器具

一般医療機器　再使用可能な体表面電気刺激装置用電極　43441000（ＪＭＤＮコード）

【　シリコン電熱パッド　】

【禁忌・禁止】
・本製品の分解・改造はしないでください。
・専用機器以外の機器以外には接続しないでください。
・創傷部位での使用を避け、他の人と本製品を共有しないでください。

【形状、構造及び原理等】





型番	寸法（mm）
SGL65100-3242C SGL65100-1625C	95×111.7×12
SGL10065-3242C SGL10065-1625C	130 ×76.7×12
SGL100125-3242C SGL100125-1625C	138×136.7×12
SGL125100-3242C SGL125100-1625C	159.8×111.7×12
SGL200125-3242C SGL200125-1625C	234.8×131.0×12

【使用目的又は効果】
本製品は、組織に電流を流すために電気刺激装置とともに使用する、体表面に用いる電極をいう。陰極と陽極の両方を備える。本品は再使用することができる。

【使用方法等】
1) ご使用前に、電熱パッドを貼り付ける部分の肌を清潔にしてください。
2) 包装袋のシールを開封し、本製品を取り出します
3) 電熱パッドを平らなテーブルに置きます。
4) 弾性ベルトを取り出し、電熱パッドを下から上に向かって半円状に差し込みます。
5) もう一方の電熱パッドも同様に挿入し、2 つの電熱パッドのベルトの間を約 10 cm 残します。
6) 両方の電熱パッドを弾性ベルトに装着した後、導線をソケットに挿入し、完全に挿入され、しっかりと接続されていることを確認してください。
7) 電熱パッドと弾性ベルトを正しい位置に装着します。
8) 使用後は、ソケットのプラグを抜き、掃除して適切に保管してください。

【使用上の注意】
＜使用注意＞
・記載した目的にのみ使用すること。
＜重要な注意事項＞
・付着部位に発赤・腫脹などの過敏症状が現れた場合、使用を中止してください。
・本製品を水に浸さないでください。

【保管方法及び有効期間等】
[保管方法]
・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて 保管すること。
[有効期間]
・製造より３年間[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
名称：アドバンスジャパン株式会社
住所：埼玉県川口市大字東本郷１１８－１
電話番号：048-234-8291

製造業者：エイベックスエスジー（台湾）