2018年3月1日作成（第1版）　　届出番号 11B2X10030386402

医05 副木
一般医療機器　足指セパレータ　13544000（ＪＭＤＮコード）

【　HAOLL 足指サポーター　】

【禁忌・禁止】
足指・足爪に出血、障害または疾病がある方は使用しないこと。[症状が増悪する恐れがあります]

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

趾節骨を一定の位置に保持するU字型チャンネルと各U字型チャンネルを結合するフレームが一体となっています。左足用と右足用が1セットとなっています。



2. 原理

本製品を装着することにより、趾節骨を一定の位置に保持することが可能となる。

【使用目的又は効果】

フレームに取り付けたU字型チャンネルのセットからなる器具で、個々の趾節骨を一定の位置に保持するために用いる。

【使用方法等】

1)靴下・ストッキング等は着用せずに裸足の状態で、本製品を装着してください。

2)左足用と右足用がありますので左右を間違えないようにしてください。

3)一番大きいU字型チャンネルが親指用です。装着する指を間違えないようにしてください。

4)本製品を引き延ばしながら、足指を各U字型チャンネルにはめて装着していきます。

5)使用後は本製品を水洗いして保管してください。

【使用上の注意】

・長時間の使用はしないでください。
・使用中は本製品をねじったり、過剰な圧力をかけないようにしてください。本製品に亀裂等が生じる可能性があります。
・本製品に破損、変形、腐食、変色等の異常が発見された場合には使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

乾燥した場所で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

・水洗いで洗浄してください。
・しばらく使用しなかった本製品を再使用する際に、使用前に必ず本製品に異常がないことを確認してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

名称：アドバンスジャパン株式会社
住所：埼玉県川口市大字東本郷１１８－１
電話番号：048-234-8291

取扱説明書を必ずご参照ください