＊＊2017年12月（第4版）（新記載要領に基づく改訂）
＊2007年07月（第3版）
＊医療機器認証番号：20900BZZ00487000

歯科材料４　歯科用根管充填材料

管理医療機器　根管充填材用軟化材　70875000

ネオダイン® ソルベント

NEODYNE® SOLVENT

【形状・構造及び原理等】

＊＊１．構成

液（内容量　100mL）

外観・性状：無色～淡黄色澄明で、オレンジようの芳香がある。

組成：*d*-リモネン、その他

＊２．原理

d-リモネンの油脂溶解作用による。

＊＊３．理工学的性質（試験方法は社内規格による）

軟化性

項　　目	規　　格	実 測 値
酸化亜鉛ユージノールセメント※1	80分以内	42分
ガッタパーチャ※2	40分以内	16分

※1：ネオ製薬工業株式会社製 ネオダイン－α
※2：株式会社松風製 テンポラリーストッピング
被験試料：φ7mm、厚さ1mm

【使用目的又は効果】

１．酸化亜鉛ユージノール製剤（材）及びガッタパーチャ系製材の軟化・溶解、除去
２．ガッタパーチャを含有する根管充填ポイントの軟化
３．口唇、手指、器具等に付着した酸化亜鉛ユージノール系製剤（材）の除去

【使用方法等】

１．酸化亜鉛ユージノール製剤（材）及びガッタパーチャ系製材の軟化・溶解、除去には、本品の適量を浸した綿球を根管又は窩洞内に入れ、軟化させて除去するか、滴下した状態でリーマ等により除去する。
２．ガッタパーチャを含有する根管充填ポイントを軟化させて使用する場合には、本品中に浸漬し、軟化させた後、根管内に挿入する。
３．口唇、手指等に付着した酸化亜鉛ユージノール系製剤（材）の除去には、本品の適量を浸したガーゼ、綿繊維等で軽く清拭する。
４．器具等に付着した酸化亜鉛ユージノール系製剤（材）の除去には、本品の適量を付着部分に塗布し、2～3分後に清拭する。

［使用方法に関連する使用上の注意］

＊１．ガッタパーチャを含有する根管充填ポイントを本品に浸漬し、軟化させる場合には、本品をシャーレ等の別容器に移して使用すること。
また、容器が溶解しないか事前に確認すること。［樹脂を侵すことがある。］
＊２．器具等に付着した酸化亜鉛ユージノール系製剤（材）を除去する場合には、器具等が本品に侵されないか事前に確認してから、ガーゼ、綿繊維等で清拭すること。

【使用上の注意】

＊＊１．使用注意

本品は、可燃性なので火気に注意して使用すること。

２．重要な基本的注意

(1) 本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
(2) 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
(3) 本品は、目に入らないように注意すること。
万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

＊＊［保管方法］

１．可燃性なので火気に注意して保管すること。
２．室温で保管すること。

［使用期限］

外箱及びラベルに表示
［記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。］

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ネオ製薬工業株式会社
住　　所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-1-3
電話番号：03-3400-3768　Fax：03-3499-0613
フリーダイヤル：0120-07-3768
製 造 元：ネオ製薬工業株式会社