**2021 年 4 月改訂(第 6 版)
*2018 年 3 月改訂(第 5 版)

承認番号：22000BZX01148000

歯科材料 06　歯科用印象材
医薬品含有歯肉圧排糸 35861003
高度管理医療機器

ジンジエイド ブレイド

再使用禁止

【禁忌・禁止】**
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
本品は塩化アルミニウムを含有する緑青色の編み糸である。



塩化アルミニウム含有量	長さ	直径・形状
0.39mg/cm	250cm	0.406～0.483mm

直径の寸法は目安です。

【使用目的又は効果】
［使用目的］
印象採得時に、一時的に歯肉を歯面から圧排し、印象採得の補助に用いる。

【使用方法等】
1. 適当なインスツルメントで歯肉を傷つけないように歯肉溝の底部方向に押し込みます。コードは中空構造のためソフトにくぼみ、インスツルメントが外れにくくなっています。(図 1)


図 1

2. 圧力が適度に加えられ、簡単に V 字型の圧排が出来ます。(図 2)


図 2

3. インスツルメントを離すと、コードは元の形に戻ろうとします。(図 3)
外に向かっての力が生じ、適用部位での保持と印象材のためのより広い適用域が確保できます。(図 4)
この状態で3～5 分間放置しておくだけで希望する圧排が出来ます。


図 3



図 4

4. コードを撤去して圧排箇所を清潔乾燥させます。

【使用上の注意】
［使用注意］
個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
(注意事項の内容例)
平成 26 年 10 月 31 日　事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

［重要な基本的注意］
1. 本品及び塩化アルミニウムに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、すぐに医師の診察を受けさせること。
3. 本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた術者には使用を中止し、医師の診察を受けること。
4. 本品は一回限りの使用で廃棄し、再使用しないこと。

［相互作用（併用禁忌）］
他の製品との混用には相乗効果、反応に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
遮光した気密容器に入れて保存すること。

［使用期限］
ラベル・包装に記載（製造元データによる自己認証）
（例：EXP MM/YYYY は使用期限 YYYY 年 MM 月を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*
製造販売業者：白水貿易株式会社
住所：〒532-0033
大阪市淀川区新高 1 丁目 1 番 15 号
電話番号：06-6396-4400
ＦＡＸ番号：06-6396-4457
ホームページ：https://www.hakusui-trading.co.jp
製造国：アメリカ合衆国
製造業者：Gingi-Pak