**2023年　3月改訂(第3版)
*2016年 11月改訂(第2版)

承認番号：22000BZX01149000

歯科材料 06 歯科用印象材料
医薬品含有歯肉圧排糸 35861003
高度管理医療機器

再使用禁止

パスコード

【禁忌・禁止】*
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
本品は硫酸アルミニウムを吸収させた硬撚りの綿糸である。

種　類	太　さ	長　さ	摘　　要
#8(0)	細	183cm	硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 0.19mg/cm含有
#9(1)	中	183cm	硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 0.33mg/cm含有
#10(2)	太	183cm	硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 0.57mg/cm含有

【使用目的又は効果】
印象採得時に、一時的に歯肉を歯面から圧排し、印象採得の補助に用いる。

【使用方法等】
1. 口腔内に簡易防湿を施し、手術野を軽く乾燥させる。
2. 本品を適当な長さに切断して歯肉嚢内へ押し込む。
［使用方法に関連する使用上の注意］
クラウンの支台歯の場合は、予め本品をループ状にして歯頸部の全周に押し込む。組織の状態が許せば、二重にして押し込むと圧排が一層確実である。
3. 本品を填入後、5～8分経過すれば撤去して、直ちに印象採得を行う。

【使用上の注意】*
［使用上の注意］
個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）
平成26年10月31日事務連絡
「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

［重要な基本的注意］
1. 本品及び硫酸アルミニウムに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

［相互作用(併用禁忌)］
他の製品との混用には相乗効果、反応に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
遮光した気密容器に入れて保存すること。

［使用期限］
包装に記載（製造元データによる自己認証）。
例：XXXX-YYは使用期限XXXX年YY月を示す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】　*　**
製造販売業者：白水貿易株式会社
電 話 番 号：06-6396-4400
ＦＡＸ番　号：06-6396-4457
ホームページ：https://www.hakusui-trading.co.jp/
製　造　国：アメリカ合衆国
製 造 業 者：Pascal Company Inc.