**2021年07月改訂（第4版）
*2019年05月改定（第3版）

承認番号14100BZZ00053007

歯01 歯科用金属

管理医療機器

JMDNコード70797000 歯科非鋳造用合金

ビス補強床

【禁忌・禁止】
本品を樹脂の外に露出しないこと。
［変色及び錆が発生します。］

【形状・構造及び原理等】
形状　上顎型　網目状
　　下顎型　網目状

上顎



下顎



原材料
部品
成分
銅60%　亜鉛40%
表面　金メッキ

【使用目的又は効果】
義歯床樹脂の中に埋め込み義歯の補強を目的とする。主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる。

【使用方法等】**
（１）　石膏模型鋳型に補強床を圧接する。
（２）　圧接した補強床を型より取り出し、型よりはみ出る部
（３）　石膏模型鋳型に樹脂を伸ばす。
（４）　形成加工した補強床を樹脂を伸ばした石膏型の上に乗せる。
（５）　樹脂と補強床を乗せた石膏型の上に更に樹脂を乗せ圧接する。
（６）　仕上がり後、樹脂より露出した補強床の部分があれば即時重合レジンで埋める。

『使用上のポイント』
補強床を樹脂でサンドイッチのように挟み込み加工する事で補強床が露出せず、樹脂の内部に上手く埋め込むことが出来ます
本品はハサミで切ることが出来ます。

その他は通常の技工法にて作成して下さい。

［使用方法等に関連する使用上の注意］**
樹脂の研磨作業の際は、粉塵による人体への影響を避けるため使用上の注意をよくお読み下さい。

【使用上の注意】
使用時の注意
レジン樹脂より露出してはならない。
（露出部分より変色錆の恐れがあります。）

本製品を加工する時出来るだけ素手で持たない。（ビニルや手袋使用）。又は加工前に石けんで手洗いをし下さい。（本品に手の油分等が付着すると変色の恐れがあります。）
石膏模型圧接時に石膏に水分が残っていると、本品に変色の恐れがあります。十分に乾かしてから加工して下さい。本品に水分を付着させないでください。変色の恐れがあります
本品の表面を研磨しないでください。金メッキが剥がれます。

製法上、本製品には鋭利な部分が出るのでお取り扱い時はご注意下さい。

加工の研削作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所集塵装置、公的機関が許可したマスク等を使用すること

本製品は**【使用目的又は効果】****の項に記載の用途以外には使用しないこと。

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること。

包装ビニル袋に入れ密封の上、腐食性薬品等を避け湿気の無い場所に保存してください。

【取扱い上の注意】
使用上の注意をよくお読みください。
製法上、本製品には鋭利な部分が出るのでお取り扱い時はご注意下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者　株式会社美須化学研究所
製造業者　同上
住所　〒542-0012
　　大阪市中央区谷町６丁目２番１１号
電話番号　06-6761-4092(代)