機械器具65　歯科用充填器
一般医療機器　　歯科用練成充填物バーニッシャ　　JMDN 35785000

アピカルバニッシャー

【禁忌・禁止】
［適用対象（患者）］
本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】
［形状、構造］
本品は、作業部、シャンク部（作業部とハンドル部をつなぐ部位）、及びハンドル部からなる。
代表例を示す。



［種類］
本品には、以下の種類がある。

品番一覧

種類	（曲）	（直）
アボラス	MAR-B1 MAR-B2 MAR-B3 MAR-B4 MAR-B5	MAR-SB1 MAR-SB2 MAR-SB3 MAR-SB4 MAR-SB5

・原材料：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】
金属性修復物の充填、表面仕上げ等に用いる。

【使用方法等】
作業部で金属性修復物の充填、表面仕上げ等を行います。

＜滅菌方法及び滅菌条件＞

滅菌方法	滅菌条件	乾燥時間
真空脱気式蒸気滅菌	温度:132℃又 134℃ 暴露時間：4分	30分以上
重力置換式蒸気滅菌	温度：121℃ 暴露時間：30分	30分以上

・141℃以上に加熱しないこと。
上記は一般的な条件である。使用する滅菌器メーカーの条件を確認すること。

【使用上の注意】
［使用方法］
(1) 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
(2) 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
(3) 破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
①本製品に対する曲げ、切削、加圧等
②粗雑な扱い（キズをつける、落下させる、強い衝撃を与える等）
③バーナ等による加熱
(4) 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
(5) 薬剤等が付着した場合、腐食するおそれがあるので、速やかに清拭すること。
(6) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・滅菌をした後、次回使用に備え保管しておくこと。
(7) 機器の窪んだ部分や見えない部分は定期的に点検し、残存物等が完全に取り除かれていることを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】
・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】
・使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ又は腐食等がないか点検すること。
・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。（使用上の注意参照）
・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないよう注意すること。
・洗剤の残留がないよう充分にすすぎをすること。
・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損等の異常がないか点検すること。
・必要以上に、滅菌水にさらさないこと[サビ等の恐れがある]。
・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞
株式会社アルファメッド
東京都港区西麻布３－６－４

＜販売業者・問い合わせ先＞
ヒューフレディ・ジャパン合同会社
電話番号：03-4550-0660

＜外国製造業者＞
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC（米国）
HU-FRIEDY MFG.CO. LLC ZWEIGNIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND(ドイツ)