2026 年 11 月(初版)　　届出番号：13B2X10459000012

医療用品 03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（ＪＭＤＮ：70976000）

検査・検診用ニトリルグローブ

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本製品は、合成ゴム（ニトリル）を使用した未滅菌の使い捨てタイプの検査・検診用手袋です。

2. 外観



【参考】 ホワイト

・100 枚/200 枚
・サイズ：S/M/L/XL の 4 サイズ
・指先エンボス加工
・パウダーフリー
・左右兼用

3. 原材料

合成ゴム(ニトリルブダエンゴム)

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用します。

【使用方法等】

箱を開封してグローブを取り出し、装着します。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

・合成ニトリルゴムは、体質により痒み、かぶれ、発疹などの 症状を まれに起こすことがあります。このような症状を起こされた場合には 使用を中止し、適切な処置を施してください。
・薬品、薬剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合があります。確認の上、使用してください。

【保管方法及び有効期限等】

＜保管方法＞

水濡れに注意し、高温多湿・直射日光及び蛍光灯等の紫外線を避け、 常温で保管して下さい。

オゾンを発生させる機器の近くは避け、できるだけ箱包装のまま保管して下さい。

＜有効期限＞

上記条件のもとで製造後 5 年間

【自己認証（当社データ）による】

使用期限は包装材に記載の通り。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社富士メディカルサービス
住所：東京都足立区谷在家 1-19-7
メール：fuji.shop@fuji-medicalservice.co.jp
電話　：03-5856-5847
ファックス：03-5856-8048
製造者：Anuhui Intco Medical Products Co.,Ltd
（中華人民共和国）