**2019年　9月　第6版
*2017年　7月　第5版

承認番号：21700BZY00116000

歯科材料１　歯科用金属
管理医療機器　歯科用合金ろう（70799000）

アルバソルダー II

【禁忌・禁止】
＜適用対象（患者）＞
本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
成分：

・金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10.0%　　・ルテニウム‥‥＜0.1%
・銀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥69.0%　　・インジウム‥‥‥6.0%
・パラジウム‥‥‥‥‥0.9%　　・銅‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11.0%
・イリジウム‥‥＜0.1%　　・亜鉛‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.0%

性能等：

項目	代表値
固相点	690℃
液相点	815℃

【使用目的又は効果】
本品は、金銀パラジウム合金用後ろう着材です。

【使用方法等】
・作業温度 820℃
１）本品は、金銀パラジウム合金用の後ろう着材です。
２）ろう着する母材金属の溶解温度に留意してください。
３）作業は通法に従ってください。
４）ろう着用フラックスとして、ヘラＵＬ９９のご使用をお勧めします。

[使用方法等に関連する使用上の注意]
１）本品は、金銀パラジウム合金の後ろう着にのみ使用すること。
２）他の合金と混溶しないこと。

【使用上の注意】
１）重要な基本的注意
①本品の作業場所付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、ろう着により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
②本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
③本品の使用により過敏症状が現れた場合には、使用を中止して医師の診断を受けさせること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：クルツァー ジャパン株式会社
住所　　：〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町４－１７４
電話番号　　：03-5803-2151（代表）
製造業者　　：クルツァー社、ドイツ
Kulzer GmbH