2021 年 3 月 11 日改訂(第 4 版)

2013 年 11 月 7 日改訂(第 3 版)

承認番号: 13B2X10301F00001

43000000 医療用品(04) 薬剤なし再使用可能な救急キット 一般医療機器

FIRST AID KIT(救急キット)

【禁忌・禁止 Warning】

本品に含まれる各種救急絆創膏及び医療不織布については再使用禁止

Do not reuse bandage or dressing pad.

Stop use and consult a physician if the condition persisting or get worse.

【形状・構造等】

1. 本製品は以下の構成品を組み合わせた医療機器である。

救急絆創膏(大・中・小)、医療用不織布、雑品(包帯・三角巾・ハサミ・手袋・粘着テープ(紙))

2. 各構成品の数量は直接の容器に印字されている。

【使用目的、効能又は効果】

非常時の損傷の初期段階治療のための器具や材料を集めた一式。湾岸諸国向け輸出用自動車搭載用。本品に薬物・医薬品は含まれない。本品は、再使用可能な構成物(三角巾、包帯等)を適切に洗浄し、各種絆創膏、医療不織布、手袋等の消耗品を補充したのちに再使用することが出来る。

【操作方法又は使用方法】

各種絆創膏:創傷面を清潔にし、パッド部分をあててテープで固定すること。

医療不織布:患部とその周辺を清潔にし、パッドを傷口部分にあて、キットに付属の粘着テープ、包帯などで固定すること。

【使用上の注意】

1)1日1−2 回貼りかえること。

2)パッド部が濡れたり汚れたりした場合は貼りかえること。

3)粘着面を患部に貼らないこと。

4)本品の使用により、発疹・発赤・かゆみなどの症状が出た場合は速やかに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1)直射日光の当たらない、湿度の低い涼しい所に保管すること。

2)小児の手の届かないところに保管すること。

3)有効期間: 3 年

【保守・点検に関わる事項】

1）各種絆創膏、医療不織布、手袋、粘着テープは使用したのち、不足分を補填すること。

2）包帯、三角巾は使用したのち適切に洗浄し、清潔性を保つこと。

3）ハサミに錆等が見られた場合は使用を控え、新たな代用品と取り換えること。

【包装】

単位： セット ／ 内容量： 本製品外装に印字

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者： 水戸工業株式会社 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町6番地

問い合わせ Tel 03-3252-1211（代表） Fax 03-5298-6590

外国製造業者： 浙江康力迪医療用品有限会社（製造国：中華人民共和国）

Overseas Manufacturer: KANGLIDI MEDICAL ARTICLES CO.,LTD.

(Country Of Manufacture: People's Republic of China)