2017 年 11 月 22 日改訂(第 4 版 新様式)
2012 年 5 月 1 日作成(第 3 版)

医療機器届出番号 11B1X00027000003

器具器械(6)呼吸補助器
一般医療機器　再生可能な人工呼吸器用ウォータートラップ　36277000

シンプルトラップ

【警告】
●本製品を使用前に、この添付文書の全てを熟読すること。
●呼吸回路にシンプルトラップを取り付ける際に、接続を確実に行いガス漏れがないようにすること。
●時々シンプルトラップの状況を観察し、必要に応じ呼吸回路内からの凝縮水を除水すること。

【禁忌・禁止】
● 呼吸回路に取り付けられたシンプルトラップの設置位置は、呼吸回路全体の最下点付近以外の場所でないこと。
● シンプルトラップが、変色、変形など正常状態でない場合は使用しないこと。

【形状、構造及び原理】
本シンプルトラップは下記の構成部品から成り立っている。
1. 本体(ポリカーボネート)
2. 水抜きキャップ(白ジュラコン)



<作動原理>
1. シンプルトラップを呼吸回路に完全に組み込み、水抜きキャップを締め込んだ状態では、水抜きキャップの水抜き穴が塞がれる。
2. 水抜きキャップを緩めると、水抜きキャップの水抜き穴が開放され、回路内の凝縮水の除去が可能となる。

【使用目的 又は効果】
呼吸回路中に発生する水分の除去を行うことにより、正常な呼吸回路の機能を維持する。

【使用方法等】
1. 呼吸回路に本シンプルトラップをしっかりと取り付け、水抜きキャップをしっかりと締め込む。
2. 凝縮水を除去する場合は、水抜きキャップを3回程度緩める。
3. 凝縮水の除去が終わったら再び水抜きキャップをしっかりと締め込む。

【使用上の注意】
1. シンプルトラップの使用前に抜きキャップの締め込みと緩めを行い正常に作動することを確認してください。
2. シンプルトラップ呼吸回路にしっかりとりつけ、水抜きキャップをしっかり締め込むことにより、ガス漏れがないことを確認してください。

【滅菌・洗浄】
使用後シンプルトラップを洗浄、乾燥し、オートクレーブ、**EOG**ガス、プラズマ等の滅菌を行います。

【保管方法等】
1. 保管温度:**－20～＋60℃**
2. 保管湿度:**10～95%RH**

【包装】
1. 1セット／袋
2. 添付文書

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
＜製造販売業者及び製造業者＞
株式会社メトラン
〒332-0015
埼玉県川口市川口2丁目12番18号
TEL　048-242-0333
FAX　048-242-0550