**2025 年 5 月（第 4 版）　　届出番号：28B1X00005000149

*2015 年 10 月（第 3 版）

歯科材料 9　歯科用研削材料

*一般医療機器　歯科用アブレシブディスク　「JMDN」35807000

ホワイト　ペーパーディスク

【形状・構造及び原理等】

［形　状］直径 19±1mmφの円板状で、真中に歯科用マンドレルを取り付けるための小孔が設けてあります。

［原材料］　紙製の台紙の上に研磨剤（イカ骨粉又はケイ砂）を付着してあります。

［種　類］

#226	(Fine)	イカ骨粉製
#236	(Regular)	イカ骨粉製
#826	(Fine)	ケイ砂製
#836	(Medium)	ケイ砂製
#846	(Coarse)	ケイ砂製

［原　理］円形・平坦状のディスクの上に研磨剤を付着しており、真ん中にマンドレルを取り付け、歯科用ハンドピースに接続し、本品に回転を与えたとき、この研磨剤により被研磨物を研磨します。

***【使用目的又は効果】**

研磨剤を含む円形で平坦なシート又はわずかに円錐形のシートからなる回転式歯科用器具をいう。中心でマンドレルに固定されているか固定するようになっている。

***【使用方法等】**

①本品の真ん中に設けられている小孔に市販の歯科用マンドレルを取付固定します。

②マンドレルを取り付けた後、歯科用ハンドピースに接続・固定します。

③歯科用ハンドピースにより回転を与えて、補綴物を研磨します。

【使用上の注意】

①最高 30,000rpm 回転で使用すること。

②歯科用マンドレルの取り付けは確実に行うこと。

***【保管方法及び有効期間等】**

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】**

製造販売業者：株式会社　茂久田商会

連　絡　先：https://www.mokuda.co.jp

製 造 業 者：プリマ　デンタル社／イギリス

Prima Dental Group／UK