** 2018 年 7 月 （第 3 版）　　届出番号　27B1X00109000203
＊2016 年 8 月 （第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）

歯科材料 7　歯科用ワックス
一般医療機器　歯科用咬合堤ワックスプレート　38584000

アルワックス

【形状・構造及び原理等】

［形状、種類］

本品は、形状の違いにより、以下の 3 種類がある。

種類	形状
デンチャープレート	薄手のシートワックス
スコアード	厚手のシート状で分割して使用するため、切込みが施されている
クロスフォーム	丸みを帯びた台形でワックスにガーゼが挟み込まれている

［体に接触する部分の主な組成］

パラフィン、蜜ロウ、綿（クロスフォームのみ）

［原理］

本品を 33～46℃の湯に浸して軟化させた後、患者に本品を咬ませて咬合を採得する。

【使用目的又は効果】

上下顎関係を記録するために用いる。

【使用方法等】

［使用方法］

(1)　本品を 33～46℃の湯に浸し、軟化させる。
(2)　通法により患者に本品を咬ませて咬合を採得する。

［使用方法等に関連する使用上の注意］

(1)　加温・軟化された本品を使用の際は、火傷に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】**

［保管の条件］

(1)　本品は、高温、直射日光を避け、室温で保管すること。
［本品の融点は 49～53℃である。］
(2)　換気の良い場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：株式会社モリタ

電 話 番 号 ： 06-6380-2525
外国製造業者： アルワックス
ALUWAX DENTAL PRODUCTS CO.
国　　名　　： アメリカ合衆国

［お問い合わせ先］

問 合 せ 窓 口 ： 株式会社モリタ　お客様相談センター
電 話 番 号 ： 0800-222-8020（無料）
Ｆａｘ 番 号 ： 0800-222-6480（無料）
Ｅ - ｍ ａ ｉ ｌ ： e-customer@morita.com

649-17A-1807