**2018 年 9 月 改訂(第 4 版)
*2018 年 7 月 改訂(第 3 版)
医療機器認証番号:227ADBZX00001000

機械器具(44)医療用やすり

管理医療機器 単回使用やすり JMDN コード:11701002

販売名:TANO メンブレンスクレーパ(DDMS)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本製品はディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用のみで再使用しないこと。
2. 包装が完全な状態であるか個々のパッケージを確かめ、破損又はピンホールが認められた場合は使用しないこと。
3. 使用目的を限定されている製品は他の組織、目的に使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】



(写真は、#20.04)

<先端形状代表例>



原材料:ステンレス鋼(シャフト部), シリコーン樹脂(先端部),
ABS 樹脂(ハンドル部)

原　理:ハンドル部を操作する事により網膜・硝子体の表面に先端部をあて、膜状組織を擦るようにして分離させる。

【使用目的又は効果】

眼科手術の際、網膜・硝子体などの組織・膜等を先端部で擦るなど、適切に組織の分離を行う。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 本品は、単回使用製品であるため再使用しないこと。
2. 使用前は必ず、滅菌包装の破れや製品の傷、破損、変形、さび、割れのないことを確認し、異常があった場合は使用しないこと。
3. 強膜切開創口 (1mm 又は 0.6mm)より眼内に挿入する。
4. 網膜・硝子体の表面に先端部をあて、膜状組織を擦るようにして分離させる。

****【使用上の注意】**

＜重要な基本的注意＞

1. 本品をクロージャーバルブ付カニューレに挿入する際は、慎重に挿入すること。稀に先端部が外れることがある。
2. 本品を使用する際は、無菌下で行うこと。
3. 本品を使用する前に必ず異常がないかを確認すること。異常を発見した場合には使用しないこと。
4. 本品を曲げたり、切削などの改造を行わないこと。

＜その他の注意＞

1. 本品は、ディスポーザブル製品であるため、1 回限りの使用とし、再使用しないこと。
2. 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管環境

高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。

使用期限

包装の使用期限の欄に表示。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者　:株式会社モリア・ジャパン
住　　所　:〒101-0041
東京都千代田区神田須田町 1－12－3
アルカディアビル
電 話 番 号　:03-6260-8309
F A X 番 号　:03-6260-8310

外国製造業者　:シナジェティックス インク(アメリカ合衆国)
Synergetics,Inc. (USA)