2015 年 08 月作成（第 1 版）　　医療機器届出番号：23B1X10001C07021

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器　歯科汎用ワックス（31836010）

山八スキャンワックス

【形状・構造及び原理等】
1)成分：パラフィンワックス、カルナバワックス、ミツロウ、
　　酸化チタン、その他
2)色調：グレー
3)形状：固形状



【使用目的又は効果】
インレー･クラウンのパターン製作などに用いるワックスをいう。
他に名称を定めるものを除く。

【使用方法等】
通法に従い、ワックスアップし、作製したパターンを CAD/CAM 装置にてスキャニングする。

【使用上の注意】
1)使用上の注意
　①本材使用前、使用中に異物混入などの不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
　②本材使用の際は、火傷をしないよう注意すること。
　③他の製品と混用しないこと。
　④CAD/CAM 装置の使用方法に従い、スキャニングすること。
2)重要な基本的注意
　①本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。
　②本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】
[保管方法]
・冷暗所に保管すること。
・高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
・保管時、輸送時には、直射日光を避けること。
・火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管･管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者　：　山八歯材工業株式会社
電話番号　　：　0533-57-7121
ＦＡＸ番号　：　0533-57-1764
e-mail　　：　box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者　　：　山八歯材工業株式会社