2020年11月（第3版）
2020年8月（第2版）
2020年4月（第1版）

届出番号:36B2X10006000016

歯科材料　07　歯科用ワックス
一般医療機器　歯科用咬合採ワックスプレート　JMDN38584000

ユーバイト

【警告】
・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】
・指定された用途以外には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】
形状：馬蹄形
サイズ：縦55㎜×横70㎜×厚さ：2.8㎜

内容量：48枚／箱

主成分：石油ワックス、植物ワックス、蜜ろう、硬化調整剤、着色剤

〔物理的性質〕

温　度	短縮率（%）
２１℃	2.0%未満
３７℃	3.0%未満
４５℃	50.0%未満

【使用目的又は効果】
上下顎関係を記録するために用いる歯科材料。

【使用方法等】
①　咬合採得時に夏期は常温にて使用し、冬期は火炎等で軟化させて使用してください。
②　咬合採得後は速やかに口腔内から撤去し、外圧や熱影響を受けない場所で保管してください。

【使用上の注意】
1）警告
【警告】の項目に記載のとおり。
2）禁忌・禁止
【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。
3）使用注意
・本品は咬合採得の目的以外に使用しないこと。
・本品は歯科有資格者以外の者は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
〔保管方法〕
・室温保管。
・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所等）に保管しないこと。
・使用及び保管場所には消火設備を備えること。
・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
〔製造販売業者〕
株式会社　クエスト
〒773-0009
徳島県小松島市芝生町西居屋敷53-1
TEL：0885-38-9777　FAX：0885-38-9888

〔製造業者〕
・株式会社クエスト
・クエスト　デンタル　マテリアル　コーポレーション
QUEST　DENTAL　MATERIAL　CORPORATION
(PHILIPPINES)