2025年5月（第4版）
2020年11月（第3版）
2020年7月（第2版）

届出番号:36B2X10006000026

歯科材料　07　歯科用ワックス
一般医療機器　歯科用咬合堤ワックスプレート　JMDN38584000

バイトワックス

【警告】
・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】
・指定された用途以外には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】
形状：板状
サイズ：縦146㎜×横74㎜×厚さ：1.0㎜

内容量：500g／箱

主成分：石油ワックス、植物ワックス、蜜ろう、硬化調整剤、着色剤

〔物理的性質〕

温　度	短縮率（%）
２１℃	2.0%未満
３７℃	3.0%未満
４５℃	50.0%未満

【使用目的又は効果】
上下顎関係を記録するために用いる歯科材料。

【使用方法等】
①　咬合に必要な量をエバンス等のインスツルメントを使用して切り出します。
②　患者の口腔内に保持し、ゆっくりと強く咬合させます。
・咬合させた際にワックスが噛み切れないように注意してください。
・冬期や寒冷時には加熱軟化を行なってください。
〔使用方法に関する使用上の注意〕
・採得後の咬合型は変形しやすいので、取扱いに注意してください。

【使用上の注意】
1）警告
【警告】の項目に記載のとおり。
2）禁忌・禁止
【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。
3）使用注意
・本品は咬合採得の目的以外に使用しないこと。
・本品は歯科有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
〔保管方法〕
・室温保管。
・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所等）に保管しないこと。
・使用及び保管場所には消火設備を備えること。
・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
〔製造販売業者〕
株式会社　クエスト
〒773-0009
徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1
TEL：0885-38-9777　FAX：0885-38-9888

〔製造業者〕
・株式会社クエスト
・クエスト　デンタル　マテリアル　コーポレーション
QUEST　DENTAL　MATERIAL　CORPORATION
(PHILIPPINES)