2026 年 2 月（第 1 版）　　届出番号 13B1X00005000263

機械器具 47　注射針及び穿刺針
一般医療機器　歯科用貼薬針　JMDN ｺｰﾄﾞ 70679000

# ゼロフロックス

**再使用禁止**

**【禁忌・禁止】**

本品は再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】**

1．形状



2．原材料

ブ ラ シ 部　：　熱可塑性エラストマー
グリップ部　：　ポリプロピレン

**【使用目的又は効果】**

口腔内の適用部位への貼薬を行うために用いる。

**【使用方法等】**

先端のブラシに薬剤（ボンディング剤、エッチング剤、フッ素剤等）を含ませ、口腔内の適用部位への貼薬を行う。
アプリケーター先端には二つの屈曲点があり、塗布部位または必要に応じて角度の調節が可能である。

**【使用上の注意】**

① 再使用はしないこと。
② 歯科の従事者以外は使用しないこと。
③ 使用目的以外に使用しないこと。
④ 破損や事故の原因となるため、必要以上の力を加えないこと。
⑤ 使用前に消毒用エタノール等で清拭・消毒してから使用すること。
⑥ 消毒時には、薬液への長時間の浸漬を避けること。

**【保管方法及び有効期間等】**

（保管方法）
本品は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：株式会社ヨシダ
住　　所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材部
電 話 番 号：03-3845-2931
ＦＡＸ番号：03-3841-8204

製 造 元：メドミックス社（国名：スイス）
medmix Switzerland AG