＊＊2017 年 6 月（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）
＊2010 年 11 月 20 日（第 2 版）

承認番号：14600BZY00643000

医療用品 4　整形用品
管理医療機器　歯科根管ポスト成形品キット　JMDN:70924000

オブツレイションスクリュー

【禁忌・禁止】

本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるので、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者に使用しないこと。**

【形状、構造及び原理等】

構成品	形　状	原材料
スクリュー	全長 6～15㎜、外径約 1.3㎜φで、頭部にネジ溝を設けたねじ釘状のスクリュー。 サイズは全 10 種類	ステンレス鋼
ドライバー（凸）	スクリューを支台歯等にねじ込むために使用する。全長 20㎜、外径約 1.2㎜φ。	快削黄銅
ドライバー（凹）	スクリューを支台歯等にねじ込むために使用する。全長 19.5㎜、外径約 3.2㎜φ。	快削黄銅

【使用目的又は効果】

支台築造に使用する。

【使用方法等】

支台歯等にスクリューをねじ込み、これに他の歯冠材料を取り付ける。

【使用上の注意】**

1．使用注意

①使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
②処置の間は、患者がポストやドライバーを誤飲しないように注意すること。*
③滅菌は 134℃で高圧蒸気滅菌を行なうこと。*
④滅菌中の温度が 200℃を超えないよう注意すること。*

2．重要な基本的注意

①本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。**
②本品又は本品に含まれる成分に対してアレルギー既往歴のある患者には使用しないこと。**
③本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、手袋などをして直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。**

【保管方法及び有効期間等】*

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ヨシダ
住　　所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材部
電 話 番 号：03-3845-2931
ＦＡＸ番号：03-3841-8204

製　造　元：エフケージー社
FKG Dentaire S.A.（国名：スイス）