

※2015年 8月改訂 (第3版)

認証番号 220AABZX00187000

※2012年 7月改訂 (第2版)

機械器具 25 医療用鏡 管理医療機器 内視鏡用送水装置 JMDNコード: 36500022

特定保守管理医療機器

「送水装置 JW-2」の付属品 接続チューブ CT-1JW

【形状・構造及び原理等】

適用装置 : JW-2
材質 : ポリウレタン、ナイロン 66
滅菌方法 : ガス滅菌
オートクレーブ : 不可

本製品は、未滅菌である。
(用時滅菌品である。)

【使用方法等】

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 準備と点検

(1) 本製品が故障するなど不測の事態に備えて、使用前に本製品の予備を用意すること。内視鏡手技を継続できない場合がある。

2. 使用方法

(1) 使用方法の詳細については、取扱説明書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

富士フィルム株式会社

TEL : 0120-771669

製造業者

株式会社幸大ハイテック 羽生工場

** 富士フィルムテクノプロダクツ株式会社

販売業者

富士フィルムメディカル株式会社

TEL : 03-6419-8033

取扱説明書を必ずご参照ください。

FW797A-6

202B1223419B

1508-3.0-FK