

医4 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

イ ワ ツ キ 綿 球

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿
操作のために綿ひもをつける場合がある。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去する
ために用いる。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

【使用上の注意】

体内に留置しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない場所に保管する
こと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：イワツキ株式会社

*お客様相談窓口 03-3966-8254